

实验用磁力反应釜批发 环宇化工 青岛磁力反应釜批发

产品名称	实验用磁力反应釜批发 环宇化工 青岛磁力反应釜批发
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

实验磁力反应釜开机前注意事项

磁力反应釜搅拌器的使用，当使用本仪器时，应首先检查磁力反应釜随机配件是否齐全，然后按顺序装好夹具，把所需搅拌的溶液加入容器中，并加入搅拌子，容器放在搅拌加热工作盘上。将自配的电接点温度计上两根信号导线接在本机后面的接线柱上，并把温度计插入溶液中，固定在夹具上。调节顶部螺旋，选至需要控制的温度。此时即可接通电源，合上电源开关。电源指示灯亮，搅拌开始工作。调速由低速逐步调至高速，不允许由高速直接启动，实验用磁力反应釜批发，以免搅拌子不同步，引起跳动。恒温控制采用温度计信号导线未接上或不需要恒温控制，本机将可通过手动加热开关控制加热和加热。电动磁力反应釜搅拌器使用时应插上电源，将装有溶液的器皿放置在加热盘的中部，并把转子放入器皿的溶液中。

磁力磁子反应釜反应器

开启电源，指示灯亮，然后顺时针调节调速旋钮，速度由慢至快，调至所需速度，转子旋转带动溶液进行搅拌操作。需恒温加热时，将温度测量探头插入溶液中，并将插头插入搅拌器后座上，调节温度旋钮至所需温度即可。若对溶液温度精度要求准确时，实验室高压磁力反应釜批发，需用温度计同时测量溶液温度，再调节温度旋钮以达到要求温度。若不需加热，只要把温度调节旋钮调至室温以下即可。需控制定时操作时，将定时开关顺时针旋至所需温度位置上，此时电源灯亮，青岛磁力反应釜批发，仪器处于工作状态，当定时开关自动转到起始位置时，搅拌自动停止。

磁力反应釜紧固主密封采用两开式卡环，自由靠合釜体和釜盖的肩部，对八个主紧螺栓力矩均衡的上紧，即可使釜达到压紧密封。卸开时松动八个主螺栓，打开卡环，即可提升釜盖，实验室不锈钢磁力反应釜批发，省力方便，是现代国内常用的结构。

磁力反应釜釜盖与导柱是由升降臂连结，摇动升降手轮，经升降丝杠运动，使釜盖在导柱上、下、左、右运动，升降臂的活动靠滚珠的减摩作用自由运动无阻。

实验用磁力反应釜批发-环宇化工-青岛磁力反应釜批发由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事实验室哈氏合金反应釜，科研用实验室反应釜，威海实验反应釜的厂家，欢迎来电咨询。

。