

37度医用气体恒温箱 医用恒温箱使用流程

产品名称	37度医用气体恒温箱 医用恒温箱使用流程
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83264.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-37度医用气体恒温箱 医用恒温箱使用流程每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!37度医用气体恒温箱

医用恒温箱使用流程产品参数:产品型号:FYL-YS-151L产品种类:恒温产品形式:立式
冷却/加热方式:风冷+发热丝制冷剂:无氟制冷剂噪音:42dB(a)功率:120W电源:AC220V,50Hz
温度范围:0-100外形尺寸(宽×深×高):595×565×860内部尺寸(宽×深×高):504×487×634
有效容积(L):150L重量(kg):64kg温度显示:LCD数字式脚轮:有止动底角:有外门锁扣:有
报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号:FYL-YS-281L产品种类:恒温箱噪音:46dB(a)功率:160W
外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215
有效容积(L):280L重量(kg):99kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,37度医用气体恒温箱 医用恒温箱使用流程产品型号:FYL-YS-431L噪音:48dB(a)功率:200w
外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570
有效容积(L):430L重量(kg):129kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。37度医用气体恒温箱 医用恒温箱使用流程更多型号产品规格参数:型号容积(升)
低温温 高温温 层架尺寸FYL-YS-50L50L4 48 2层43*48*51cm38 FYL-YS-100L100L3层48*49*84cmFYL-YS-138L138L54*42*84cmFYL-YS-150L150L2 59.5*57*86.5cmFYL-YS-230L230L59.5*59*121.5cmFYL-YS-280L280L5层59.5*57*144.5cmFYL-YS-310L310L59.5*69.5*131.5cmFYL-YS-430L430L7层59.5*68*180.5cmFYL-YS-151L151L0 100 FYL-YS-281L281LFYL-YS-431L431LFYL-YS-828L828L20 4层126.5*68*183cmFYL-YS-1028L1028L2 20 6层126.5*68*215cmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-

YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
- 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
- 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
- 6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 7、检修时应切断电源。

37度医用气体恒温箱 医用恒温箱使用流程交货期承诺：

- 1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

37度医用气体恒温箱 医用恒温箱使用流程特点使用高精度电脑温控系统，保持箱内温度，LED液晶数码显示智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性陶瓷复合加热，加热速度快，均匀恒温效果更好温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化三层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好高温报警、低温报警、传感器故障报警等安全保障优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用采用新型全封闭压缩机，节能，安全门锁，箱内照明，无霜设计，宽电压带

37度医用气体恒温箱 医用恒温箱使用流程勤发发