

高频电刀的使用方法 四川高频电刀 医捷迅安公司

产品名称	高频电刀的使用方法 四川高频电刀 医捷迅安公司
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

沪通多功能高频电刀GD350-B型 手术室高频电刀 LEEP手术系统

中性极板监测系统：单片极板模式采用连续性检测器；双片极板模式，系统自动监测极板与病员皮肤的接触质量并以排灯显示于操作面板上，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，英杰华高频电刀，确保安全

6、全悬浮（CF）型并带有短路保护系统，单级手术中万一电极和中性极板短接，主机能自我保护并确保正常输出

7、配以合适附件可应用于腹腔镜等内镜手术

临床应用：

普外、、胸腹、心胸、、妇科、神经、五官科、手外、、、肛肠等

技术参数：

1、主机尺寸：456 × 382 × 186(mm)

2、外包装尺寸：720 × 580 × 410(mm))

3、毛重：20.5kg

4、净重：11.5kg

沪通多功能高频电刀GD350-B型 手术室高频电刀 LEEP手术系统产品特点：

- 1、 G350-B型高频电刀是一款多功能大功率高频电刀，有六种工作模式，两路功率输出，四川高频电刀，性能稳定，高频电刀哪里有卖的，高，高频电刀的使用方法，适用于全，配以相应附件还可用于腹腔镜等内镜手术
- 2、 单极功率：0-350W，双极功率：0-50W，能满足手术需求，适用于全
- 3、 六种工作模式： 单极纯切、 混切1、 混切2、 混切3、 单极凝、 双极凝
- 4、 两路输出端口：一个手控刀端口，一个脚控刀端口

（二十一）额定负载下的输出应与设定位置对应，功率偏差应 $\leq 20\%$ 。不同负载下的全功率和半功率曲线与规定值偏差也应 $\leq 20\%$ 。（二十二）手控开关的工作电压应 $\leq 12\text{V}$ ；脚踏开关的工作电压应 $\leq 24\text{V}$ 。（二十三）输出回路应串入不小于 5000pF 的高压电容。输出电极（对）直流阻抗应远大于 $2\text{M}\Omega$ ，以防低频输出。（二十四）机器内部应进行防潮处理，机壳应能防止液体（翻倒时）浸入机内。保证仪器的绝缘和隔离性。

高频电刀的使用方法-四川高频电刀-医捷迅安公司(查看)由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司是从事“ 实验室仪器耗材的批发零售,电子仪器设备 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事红蓝光治疗仪，红蓝光治疗仪仪器价格，优瑞红蓝光治疗仪的厂家，欢迎来电咨询。