

# 肾病科透析液药水加温设备

产品名称	肾病科透析液药水加温设备
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78683.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-肾病科透析液药水加温设备"以德敬人、以诚立人“将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。肾病科透析液药水加温设备产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温

产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,肾病科透析液药水加温设备 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

肾病科透析液药水加温设备更多型号产品规格参数：型号功率箱内温度尺寸重量FYL-YS-66L85W2-8 430×480×645mm24KGFYL-YS-88L480×470×840mm32KGFYL-YS-100E85w480×490×840mm 23KGFYL-YS-50LK4-38 430×488×535mm25KGFYL-YS-100L480×490×840mm31KGFYL-YS-138L540×550×840mm 40KGFYL-YS-150L100W2-48 595×570×865mm47KGFYL-YS-280L160W595×570×1445mm73KGFYL-YS-430L160w595×680×1805mm 105KGFYL-YS-151L120w0-100 595×565×860mm64KGFYL-YS-281L595×565×1440mm99KGFYL-YS-431L200w595×675×1795mm129KGFYL-YS-828L360w2-20 1267×678×1818mm208KGFYL-YS-1028L1267×678×2105mm258KGFYL-YS-128L110w-30 ~ 10 550×560×850mm30KGFYL-YS-50LL70w-12 ~ 10 430×480×510mmFYL-YS-100LL25KGFYL-YS-18A35W-25 ~ 25 520×270×360mm9.5KGFYL-YS-30L45W-20 ~ 10 560×400×398mm18KGFYL-YS-45L50w650×400×430mm 20KGFYL-YS-60L55w650×400×520mm22.5KGFYL-YS-108L60w605×570×932mm 27.5KGFYL-YS-158L955×585×825mm37KGFYL-YS-178L75w965×520×855mm39KGFYL-YS-258L1040×630×910mm54KGFYL-YS-258L1048×56

0 × 905mm FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-

YS-138L：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。肾病科透析液药水加温设备交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求肾病科透析液药水加温设备特点精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察加温箱箱体内温度变化。功率小；风冷、优良压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。肾病科透析液药水加温设备勤发