

1mm硅胶制备板1.5mm硅胶板2mm硅胶板

产品名称	1mm硅胶制备板1.5mm硅胶板2mm硅胶板
公司名称	乳山市宏昌新材料有限公司
价格	100.00/盒
规格参数	厂家:乳山市宏昌新材料有限公司 型号:GF254 规格:20*20cm
公司地址	乳山市深圳路108号
联系电话	18769107010

产品详情

1mm硅胶制备板要求板面纯白、平整均匀、细密。化学性质稳定，除强碱和氢氟酸外，不与其他酸碱反应。薄层层析硅胶板可直接用于多种类型有机物质的定性或定量分析，在医药、农药、中草药、有机化工产品、粮食、食品的微量杂质及主要成份的鉴定中已得到普遍应用。

硅胶板是以高品质的薄层层析硅胶为原料，薄层层析硅胶板、高效薄层层析硅胶板，它是由优质薄层层析硅胶调配适当的粘合剂涂铺于玻璃基板上而成，有规定的孔容、比表面和孔分布。

特点及用途

1. 分离效果好，塔板数高。
2. 点样斑点小，便于系列分析。
3. 分离时间短。
4. 灵敏度高，斑点清晰，不扩散。
5. 可直接用于多种类型有机物质的快速分离-定性或定量分析。在医药、农药、中草药、有机化工产品、粮食、食品的微量杂质及主要成分的鉴定中已得到普遍应用。

薄层层析硅胶板的参数

规格：2.5*5cm；2.5*8cm；2.5*10cm；5*10cm；5*20cm；10*10cm；10*20cm；20*20cm等（根据客户要求）

指标：涂层厚度 $0.2 \pm 0.05\text{mm}$ ； $0.4-0.5\text{mm}$ ； $0.9-1\text{mm}$ ； 1.5mm

硅胶粉粒度： $5-10 \pm 2 \mu\text{m}$ 80%(HPTLC) $10-40 \mu\text{m}$ (TLC)

PH值：6.2-7

薄层黏结牢度：可用玻璃刀切割和2B铅笔书写标记

抗检出干扰：对浓硫酸、高锰酸钾无影响

规格型号：TLC板：SG SGF254

HPTLC板：HSG HSGF254 H—高效；

S—吸附剂材料为硅胶；

G—基板材料为玻璃； F254—含荧光指示剂及波长。

包装：用聚乙烯做内包装；外包装为纸盒+泡沫盒（或按客户要求）。