

磁力搅拌器公司 上海磁力搅拌器 凯珑科技

产品名称	磁力搅拌器公司 上海磁力搅拌器 凯珑科技
公司名称	杭州凯珑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区杭南路37号
联系电话	17764586627 17764586627

产品详情

磁力搅拌器磁力搅拌器

磁性搅拌器发生以下情形应拔出电源如有异常情况时；更换保险丝时；仪器出现故障无法使用时；仪器长期停用，电源电源插头处堆满浮尘时；挪动磁性搅拌器时。磁性搅拌器机械故障的预防解决方案1.搅拌的时候发现搅拌子颤动或者不搅拌时，请断开电源检查一下量杯底是不是平、部位是不是正、与此同时请你测一下，在用的电压是在220V ± 10V中间，不然将出现上述情况。2.加温时长一般不宜过多，间歇性应用延长生命，不搅拌时不加热。3.中等速度运行可连续运行8钟头，高速运行可连续运行4钟头，工作的时候避免强烈振动。4.用电量：电源电源插座应使用三孔多功能插座，务必妥当接地装置。5.仪器应保持干净干燥，禁止水溶液注入机身，以防损坏设备，不启动时要断开电源。6.在次使用中，先对比仪器使用说明查验仪器所需零配件齐全有效，例如搅拌子、电源线等。7.变速时要由慢速逐渐调到快速，尽量不要快速档直接起动，以防搅拌子无法同步，造成颤动。8、转子清洗：磁性搅拌器搅拌水溶液时，转子非常容易被搞脏。清洗时先用中和液，用清水清洗。假如清洗不干净，查验转子外白塑料外膜是不是损坏，假如损坏，提议换一个的新的搅拌子应用。9、磁性搅拌器转子的挑选：转子大小确保搅拌效果明显，跟你的量杯尺寸要配对。10、增加磁性搅拌器使用期限的办法：提议搅拌时选择中等速度变速。使用中，逐渐电源后由低速档调到快速，磁力搅拌器公司，避免立即调到快速造成搅拌子跳子，危害启动，造成磁性搅拌器使用期限减少。

?磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器磁力搅拌器

磁力搅拌器主要是用于液态混合的实验室设备，主要运用于搅拌或与此同时加温搅拌低黏稠度的液态或固液混合物。其原理是运用电磁场的异性相吸、同性相斥的原理，应用电磁场促进放置于容器里带磁的搅拌子开展圆上运行，以达到搅拌液体目地。使用磁力搅拌器时，有时候会碰到转子跳子的现象，上海磁力搅拌器，怎么会出现这种情况呢？1、有可能是试品黏度问题。在搅拌浓稠试品时，转子非常容易遇阻，磁力搅拌器厂家，甚至会出现颤动。这样的情况下，可以直接用低速档转速比，等搅拌

较为匀称后再调到快速。2、很有可能的时候是转子长短贴近样品瓶孔径时，在移动转速比下也很容易发生颤动。这时需要拆换短一点的转子或换一个孔径更多的样品瓶。3、假如样品瓶并没有放进磁力搅拌器底版的磁力中心，或是转子并没有处在样品瓶顶部的磁力中心，都很容易出现颤动状况，这个时候就需要将样品瓶或转子放进磁力中心。

磁性搅拌器主要是用于液体混合的实验室仪器设备，主要运用于搅拌或与此同时加热搅拌低黏稠度的液体或固液混合物。其基本概念是运用电磁场的异性相吸、同性相斥的基本原理，应用电磁场促进放置于器皿中带磁的搅拌子开展圆上运行，以达到搅拌液体的效果。相互配合加热温度自动控制系统，也可以根据具体实验规定加热并调节样版温度，保持实验标准所需要的温度标准，确保液体混和做到实验要求。

磁力搅拌器公司-上海磁力搅拌器-凯珑科技由杭州凯珑科技有限公司提供。杭州凯珑科技有限公司是从事“真空泵,智能控制器,直流无刷控制器,回流比控制器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孟世敏。