

骨科康复首推-冷疗仪器-加压冷热敷治疗仪

产品名称	骨科康复首推-冷疗仪器-加压冷热敷治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:清领 型号:TEMP220 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

新一代清领冲装冷热敷机 LF-660

河南清领医疗器械制造责任有限公司是一家专注于人体温度管理方案整体方案的“高新技术企业”。现阶段已上市有：物理降温仪、冲装冷热敷理疗机、青少年儿童物理降温仪，2022年计划方案开售:低温冲击止疼仪、超低温冷疗舱、低温减肥仪、低温冷冻理疗机、家中用冰敷仪等一系列低温康复产品。2020年开创人工智能应用低温生物科学研究室，建立了具备规范化的研发平台和完善的质量体系认证。清领诊治获得26项证书。建立了具备规范化的研发平台和完善的质量体系认证，依据ISO9001、ISO13485双质量体系认证。

目前，临床医学针对冷敷治疗时间与方法并没有有规范性指导方针，一般根据病人临床症状，如疼痛、肿胀、渗漏等情况，临床医学会有不同的治疗方法：

1.间隔性冷敷方法：每日2-4次，每一次治疗20~30min。工作温度维持在10-15（年轻人承担能力强，工作温度可低些。老年人承受力较弱，工作温度性能高些，提高治疗度，一般在18 之内）

2.持续性冷敷: 24小时持续冷敷（冷敷工作温度15-18 ）；
还可以48小时内冷敷，每一次两个小时，间隔一小时（冷敷工作温度15-18 ）
关节置换、膝关节镜等术后持续6小时冷敷（冷敷工作温度15 ）

3.音乐疗法：以心理治疗方法基础理论和方法为依托，运用18首嵌入全球性修复经典乐曲特有的生理、心理效应，通过一些方案设计的歌行为，经历音乐体验，保证消除心理健康问题，改善患者心理的实际效果。

4.压力栓治疗的方法：采用持续、终断、多模式单脉冲工作压力冲装加快血液循环，加速组织漏出液回流，加快推进患者快速康复静脉VTE)的建设。

5.敷热治疗的方法：促进一部分内分泌系统、基础代谢，有益于伤口修复，缓解肌纤维抽经，促进炎性物质吸收消化，可选配中药热敷，促进患者快速康复。

新一代冲装冷敷理疗仪品牌优势：中国发明

1 制冷速度相当快一分钟迅速制冷

2 电子制冷无工业设备摩擦和损耗，可长期性连续操作不关机

3 不用制冷媒，生态环境保护零污染，身型小，低噪声

4 单脉冲循环冲装，避免长期性冷敷造成静脉血栓

5 自动化程度高，性能稳定免维护

6 功能完善，冷敷热敷单脉冲冲装于一体

7适应能力强，各式各样外伤、骨病、疼痛肿胀、发烧发热患者都可以用

传统冷敷的不足：

1、冰块冰敷工作温度无法控制，与患处不迎合，冰敷效果不佳。

皮肤温度降至20℃下，关节软骨内工作温度才便会降低。国外专家教授Schroder等认为只要皮肤及肌肤机构工作温度降到10-15℃，关节软骨内工作温度可以满足规定。

而冰块冰敷时，工作温度会由低升高，冰敷工作温度无法长期保持冷敷效果不佳。

2、有误冷敷方式可能会造成“原发性效应”

原发性效应指通过热或是用冷超过一定的时间，导致与生理效应相反的作用。原发性效应是身体的一种免疫监视，可确保身体免受危害。

当运用超低温环境温度长期性冰敷时，组织下皮肤血管收缩，可能导致局部缺血。人感受调节激素，强制血管扩张，进一步造成二次出血。

为了维护患者，必不可少合理控制冷敷环境温度与时长！