

双向拉伸仪广州普同工艺 双向拉伸仪 普同

产品名称	双向拉伸仪广州普同工艺 双向拉伸仪 普同
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十一01
联系电话	13928840498 13928840498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市普同实验分析仪器有限公司

广州普同实验分析仪器有限公司双向拉伸仪

广州普同的薄膜双向拉伸仪在测试之前，需要检查所有的测试参数是否正确设置或显示

- 1、打开电源、水源等开关并旋开急停按钮；
- 2、开启主机加热及风冷系统，当烘箱和铗头的温度达到设定值才开始拉伸薄膜；

广州市普同实验分析仪器有限公司双向拉伸仪

如果运行中发现不正常现象如异常声响等，必须立即停机检查，直至查明原因并排出后方可继续开机；
建议在初始阶段设置较低温度再根据薄膜拉伸情况调整温度，直至薄膜拉伸逐渐均匀。

广州市普同实验分析仪器有限公司双向拉伸仪

在运行广州普同的薄膜双向拉伸仪的时候，一旦发生故障，必须立刻按下急停按钮以确保操作人的人身

安全。

广州市普同实验分析仪器有限公司双向拉伸仪

广州普同薄膜双向拉伸仪拉伸区烘箱采用热风循环的加热形式，双向拉伸仪广州普同图片，能有效利用热能，较少功耗；红外测温仪能测量薄膜表面的温度，做到准确控温。新鲜空气补给，主要是防止热风机吸入过高温度的循环热风，导致报警停机，机器出厂前会调节好开度。

广州市普同实验分析仪器有限公司双向拉伸仪

设备的定型区烘箱同样是采用热风循环的加热形式，配备红外测温仪，能准确测量薄膜表面的温度。热风在内部先扩散，双向拉伸仪价格怎么样，再从多个小孔散发出来，能均匀加热拉伸后的薄膜。

广州市普同实验分析仪器有限公司双向拉伸仪

冷却箱的冷风通过鼓风机输送到箱内，冷风从孔板出来。经过热交换，双向拉伸仪广州普同工艺，热风流向两侧，被轴流风机抽出。冷却箱内部装有4个表冷器，可将一部分热量从水路排出，双向拉伸仪，加快冷却速度。

广州市普同实验分析仪器有限公司双向拉伸仪

操作广州普同薄膜双向拉伸仪的人员义务有：对安全操作以及防止事故发生的基本规程引起足够的重视；看懂设备安装使用说明书，并签字确认。

广州市普同实验分析仪器有限公司双向拉伸仪

关于设备现场操作，可以阅读设备安装使用说明书。在看懂各种操作指示的同时，还要附加参阅相关预防事故发生及环保方面的法规。有关本设备的所有操作指示资料必须是易读懂的。

广州市普同实验分析仪器有限公司双向拉伸仪

未经授权不得修改设备。因为经授权擅自修改设备而引起的任何设备损坏，我司将不承担任何责任，对机械部件、气压部件、控制程序（软件、控制器等）的修改属非授权修改。

双向拉伸仪广州普同工艺-双向拉伸仪-普同由广州市普同实验分析仪器有限公司提供。广州市普同实验分析仪器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！