

医用透析轮椅秤，血液透析电子秤

产品名称	医用透析轮椅秤，血液透析电子秤
公司名称	上海楷亚科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:楷亚 型号:YCH:尺寸:0.8*1.25米 产地:上海:精度:0.1kg
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	18201945437 13262637859

产品详情

医用透析轮椅秤，血透电子秤主要用来称透析科的病人的体重的，透析前和透析后的重量，

它的主要功能: 归零、去皮、打印、自动打印、自动清除、称量范围自动转换、RS232 接口、稳定发送、自动发送、重置、测量数值保留、调节支脚、除皮、预除皮。

轮椅秤功能特点：

- 1、医用透析轮椅秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置，才能满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求，同时有效地消除人为误差，使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。
- 2、医用透析轮椅秤电池（组）要及时充电：配备的电池（组）是可充的蓄电池，其容量有限，长期不用或工作中显示欠电指示时，应及时给电池充电，以免电池过度放电，影响电池使用寿命。
强烈建议：铅酸电池应该至少每个月充电一次。
- 3、采用高精度品质传感器 极大程度解决误差问题，重复性好，反应灵敏迅速

医用透析轮椅秤必须具备的特性：

四角偏差小：砝码放在秤盘中央与放在四个角落的称重读值必须一致，不可超差。抗蠕变性：将物品置于秤上，读值不会因时间变化而产生超差。准确性高：读值与标准砝码值必须一致，不可超差。

重复性佳：同一物品多次过磅，每次读值必须一致，不可超差。线性良好：在不同的量程称重，皆必须准确，不可超差。

轮椅秤的日常维护：

1：椅体重秤的日常管理：不可在强阳光下长时间暴晒，不要在风扇直接吹动下使用，不要大力冲击，称重时要轻拿轻放。不要称超载货物，以免损坏传感器。秤盘要保存清洁，不要用水冲击。长期不用，应将电源插头拔下来。

2：避免受到撞击：带打印电子轮椅秤内部是由许多电子元器件组成。当电子轮椅秤受到剧烈外力时，可能会损坏这些元配件，造成电子轮椅秤故障，影响精度以致影响正常使用。显示仪表要轻拿轻放。称重显示器固定在振动较剧烈的地方时，要采取减振措施，以免影响其可靠性。

3：一定要放在平整的地面使用

4：不要随意拆卸：带打印电子轮椅秤正常使用过程中，不要随意拆卸上的零部件，更不要拆卸传感器的密封和仪表上的集成电路等元件，必要的维修，必须在有关技术人员的指导下或具备一定的维修知识后进行。

5：带打印电子轮椅秤电池组要及时充电：带打印电子轮椅秤配备的电池组是可充的蓄电池。长期不用或显示欠电时，应及时给电池充电，以免电池过度放电，影响电池使用寿命，要经常检查电池包装是否破损，引线是否完好，以防短路、损坏电池及电路。