生化制剂保存箱试剂控温可调节大冰柜

产品名称	生化制剂保存箱试剂控温可调节大冰柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	71353.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-生化制剂保存箱试剂控温可调节大冰柜每,每一刻, 福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持"以德敬人,以诚立人"的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-

满意是全体志行人大的心愿!生化制剂保存箱试剂控温可调节大冰柜产品参数: 产品型号: FYL-YS-151L 产品种类:恒温产品形式:立式冷却/加热方式:风冷+发热丝制冷剂:无氟制冷剂噪

音: 42dB(a) 功率: 120W电源: AC220V, 50Hz 温度范围: 0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×860内部尺寸(宽×深×高):504×487×634

有效容积(L):150L 重量(kg):64kg 温度显示:LCD数字式 脚 轮:有 止动底角:有 外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L 产品种类: 恒温箱产品形式: 立式冷却/加热方式: 风冷+发热丝制冷

剂:无氟制冷剂 噪 音:46dB(a) 功 率:160W 电 源:AC220V,50Hz 温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L 重量(kg):99kg 温度显示:LCD数字式 脚 轮:有 止动底角:有 外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,生化制剂保存箱试剂控温可调节大冰柜 产品型号:FYL-YS-431L 产品种类:恒温

产品形式:立式 冷却/加热方式:风冷+发热丝制 冷剂:无氟制冷剂 噪音:48dB(a) 功率:200w电

源:AC220V,50Hz温度范围:0-100 外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795

内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570有效容积(L):430L重量(kg):129kg

温度显示:LCD数字式 脚 轮:有 止动底角:有 外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:生化制剂保存箱试剂控温可调节大冰柜更多型号产品规格参数:温控范围型号功率电压尺寸重量 4-38 系列FYL-YS-50LK85W220V430×488×535mm25KGFYL-YS-100L85W220V480×490×840mm31KGFYL-YS-138L85W220V540×550×840mm40KG温控范围型号功率电压尺寸重量2-48 系列FYL-YS-150L100W220V595×570×865mm47KGFYL-YS-280L160W220V595×570×1445mm73KGFYL-YS-430L160w220V595×680×1805mm105KGFYL-YS-230L160w220V595×570×1215mm68KGFYL-YS-310L160w220V595×570×1315mm78KG温控范围型号功率电压尺寸重量0-100 系列FYL-YS-151L120w220V595×565×860mm64KGFYL-YS-281L160w220V595×565×1440mm99KGFYL-YS-431L200w220V595×675×1795mm129KG温控范围型号功率电

压尺寸重量2-48 双门系列FYL-YS-828L360w220V1267 x 680 x 1818mm208KGFYL-YS-1028L360w220V1267 x 680 x 2105mm258KGFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FY L-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-

YS-138L:帮助*售后: 售后时间:7*24响应时间:1小时给予解决方案紧急售后:售后时间:7*24响应时 间:1小时给予解决方案硬件替换售后:售后时间:7*241、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱 无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁 ,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生 事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器 , 否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。生化制剂保存箱试剂控温可调节大冰柜交货期承诺:1、产 品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可 特别组织经营、安装,力争满足用户需求生化制剂保存箱试剂控温可调节大冰柜特点温度控制更温度宽 泛在0-100度之间,可任意设定需要的数值,温差±2;产品为单门立式恒温箱,主要组成分为四部分 :微电脑智能控制系统,制冷系统,加温系统,显示系统。产品设定在恒温过程中,具有高低温报警功 能, 当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时, 警报声响起, 任意键解除警报声。采用优良压缩机 ,节能;风冷式优良冷凝器,翅片式风冷蒸发qi,制冷迅速。采用品牌超压缩机和循环风机组成制冷循 环系统,确保箱内温度恒定控制在4±2 范围内。 采用强制空气循环,确保箱体均匀。降温或制热速度 快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。采用圆弧设计,外箱体采用优良钢板,表面静电 喷塑处理,箱门为三层真空玻璃,在不影响箱内温度条件下,便于用户观察箱内物品。北京福意集经营 销售于一体,经营培养箱,微生物培养箱,药品冷藏箱--优良稳定,,人性化设计门与箱体密闭处采用耐高温、 抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性 。生化制剂保存箱试剂控温可调节大冰柜勤发发