

一次性使用离心杯式血液成分分离器 全项目检测

产品名称	一次性使用离心杯式血液成分分离器 全项目检测
公司名称	百检检测
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网，不仅能帮助企业用户在线匹配适合的检测机构，促进产品质量提升，还能还能帮助的检测机构提升品牌美誉度、获取检测订单，轻松实现互联网营销。

1 一次性使用离心杯式血液成分分离器 YY0584-2005 全项目

2 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-1998
5.2.2,5.9.1,5.6.1,5.4.1,5.5,5.7 分离杯和管路系统

3 一次性使用离心式血浆分离器 第2部分 血浆管路 YY 0326.2-2002 5.8 压力监测器接头

4 一次性使用离心式血液成分分离器 YY 0584-2005 5.6 噪音

5 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头 GB/T 1962.2-2001

5.19 圆锥接头

6 一次性使用离心式血浆分离器 第2部分 血浆管路 YY 0326.2-2002 5.12 夹具

7 一次性使用离心式血液成分分离器 YY 0584-2005 附录B.1 密封性

8 一次性使用离心式血液成分分离器 YY 0584-2005 5.3.2 密封性

9 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分:传统型血袋 (含1号修改单) GB 14232.1-2004
C2 微生物不透过性

10 一次性使用离心式血浆分离器 第1部分 血浆分离杯 YY 0326.1-2002 附录A 微粒污染

11 一次性使用血路产品通用技术要求 GB 19335-2003 附录A 微粒污染

12 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分:传统型血袋 (含1号修改单) GB 14232.1-2004
附录B.4 微粒污染

13 一次性使用离心式血液成分分离器 YY 0584-2005 5.5 摩擦热量

14 一次性使用离心式血液成分分离器 YY 0584-2005 附录B.4 收集袋

15 一次性使用离心式血浆分离器 第2部分 血浆管路 YY 0326.2-2002 5.9 泵管弹性