

# 加压冷热敷机-老年病科关节冷疗康复助手

产品名称	加压冷热敷机-老年病科关节冷疗康复助手
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:HW-1200 应用领域:康复领域
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 加压冷热敷机-老年病科关节冷疗康复

骨质疏松症在日常生活中极为常见。60岁以上妇女的患病率为30%到50%，老年男性的骨质疏松症患病率20%到30%。“在我们的骨骼中，骨生成和骨损失每时每刻都在上演，一般在35岁以前，人体的骨生成量和生成速度高于骨损失，35岁时人体的骨骼达到峰值，过了35岁后，骨损失的速度超过骨生成的速度，骨量因此减少。绝经期后中老年女性骨量流失尤为严重，几乎是断崖式下降，更容易得骨质疏松。

此外，老人上了年纪之后平衡感变差，肢体协调能力不如从前，而且感觉功能减退，经常会有白内障、耳朵听力功能下降，导致对于危险环境的判断力不足，这让他们相比年轻人更容易摔倒。还有一部分老年人因为轻微的或者严重性的脑血管意外而摔倒，或者因为长期服药的副作用容易摔倒。因为老年人自身肌力下降、肌肉萎缩，一旦摔倒无法很好地保护骨关节，这些都是导致老年人骨折高发的原因

如何安排和控制冷敷的时间，在止血消肿减少继发炎症损害的同时又不影响受损组织的修复才是真正的关键所在！所以，目前较为共识的方法是，踝关节急性扭伤以及其他的软组织损伤紧急处理原则，间歇性冷敷。具体方法，同样是由Gabe Mirkin教授提出的——损伤后即刻采取冰敷10min，休息20min，再冰敷10min，以1:2的时间比交替重复。而冰敷的阶段长短，要看伤势的严重性而定，并非人们常说的“前三天冰敷、三天后热敷”，若是患部仍持续肿胀，冰敷就要继续进行。

一直以来，临床冰敷治疗依赖冰袋，冰枕等相对原始的冰敷器械。这些冰敷器械大多是一次性使用，且当部分部位难以很好的使用，适用良好的部位较少。

针对症状：

膝关节置换术后24小时以前出血量较多。

膝关节手术术后疼痛制约了早期功能锻炼开展的时间和幅度，进一步影响了手术效果，膝关节手术后患者普遍处于中度以上疼痛。

膝关节手术术后疼痛制约了早期功能锻炼开展的时间和幅度，进一步影响了手术效果。

冷疗临床作用：

2、镇痛 自制冷疗袋持续加压冷疗，能够有效减轻半月板损伤术后患者静息及运动时的疼痛，提高了患者的满意度。

持续脉冲加压冷疗，能明显缓解患膝术后早期疼痛、肿胀、关节活动受限等功能障碍，促进膝关节功能早期康复。

1、全程恒温：全自动化控制冰囊袋温度在0-20度，表皮温度控制在10-15度。

3、循环压力脉冲：高低压间隔30秒交替循环，高压范围6.0-8.5千帕，低压范围3.0-5.5千帕。

5、环保静音：全自动冷疗仪采用半导体制冷技术，运行噪音低于50分贝，还给病患一个安静的康复环境。