

实验室耗材 玻璃仪器

产品名称	实验室耗材 玻璃仪器
公司名称	江苏华鸥玻璃有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华鸥 型号:1101 产地:盐城
公司地址	盐城市盐都区龙冈工业园区华鸥大道(F)
联系电话	15366558289 13817386655

产品详情

1、烧杯的使用方法：烧杯因其口径上下一致，取用液体非常方便，是做简单化学反应是常用的反应容器。烧杯外壁有刻度时，可估计其内的溶液体积。有的烧杯在外壁上亦会有一小区域呈白色或是毛边化，在此区内可以用铅笔写字描述所盛物的名称。若烧杯上没有此区时，则可将所盛物的名称写在标签纸上，再贴於烧杯外壁作为标识之用。反应物需要搅拌时，通常以玻棒搅拌。当溶液需要移到其他容器内时，可以将杯口朝向有突出缺口的一侧倾斜，即可顺利的将溶液倒出。若要防止溶液沿着杯壁外侧流下，可用一枝玻璃棒轻触杯口，则附在杯口的溶液即可顺利的沿玻棒流下。

2、使用烧杯应注意：

(1) 给烧杯加热时要垫上石棉网。不能用火焰直接加热烧杯。因为烧杯底面大，用火焰直接加热，只可烧到局部，使玻璃受热不匀而引起炸裂。

(2) 用烧杯加热液体时，液体的量以不超过烧杯容积的1/3为宜，以防沸腾时液体外溢。加热时，烧杯外壁须擦干。

(3) 加热腐蚀性药品时，可将一表面皿盖在烧杯口上，以免液体溅出。

(4) 不可用烧杯长期盛放化学药品，以免落入尘土和使溶液中的水分蒸发。