

清领LF-630物理退烧仪（少年儿童型）

产品名称	清领LF-630物理退烧仪（少年儿童型）
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:HW-1200 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

传统减温方法：冷敷、退烧贴、温开水擦洗、温水浴、酒精擦等，或药品打点滴。之上减温方法存有的许多缺点，不属高效的减温技巧，不能达到医院设备科的盈利功效。结合临床大量学术讨论，都可反映物理退烧设备降温冰敷要强于传统式减温方法，实际效果大大提高。

立即采取相应减温对策对小儿疾病的原发型有十分重要意义。

世卫组织提议，发烫运用物理退烧。LF-630少年儿童物理退烧仪选用航空航天级半导体材料温度控制技术可以进一步降低患者人体体温，能够缓解高烧患者不良反应，提高睡眠质量状况，减轻患者家长的焦虑心态保证患者人身安全。

LF-630物理退烧仪其它功能

体温监测：红外线体温检测作用，当人体体温传感器检测气温低36 或超过40 的时候会有“滴滴滴”的蜂鸣声语音提示。

便携式门把：符合人体工学，抓握舒服，便捷装运。

上班时间：按时范围包括10~240min，调节级差为10min，按时误差值±5%。

音乐疗法：内嵌国际性协助康复训练经典名曲10首，声音0~9级，可任意调整。

商品根据ISO13485和ISO9001质量认证体系，产品品质有保障。

LF-630物理退烧仪（少年儿童型）选用物理退烧可以进一步降低患者人体体温，LF-630物理退烧仪可以采用积极主动的减温对策，把幼儿的人体体温操纵在范围内。使用方便、减温速度更快、效果显著，能够确保幼儿的安全性。

儿童退烧减温仪LF-630，全力打造科学合理安全少年儿童物理退烧港，改变传统的老旧物理退烧定义。为幼儿的身心健康服务保障。

儿童退烧减温仪选用航空航天及电子制冷控制模块，根据水循环系统停止贴冰囊中，将冰囊戴在头上或是放到主动脉血液流通处，根据冰敷将人体体温带去，20分钟即可有非常好的减温实际效果。

少年儿童病人冰敷环节中，应用机器设备冰敷舒适感高，音乐疗法患者患者的焦虑情绪。

传统冰敷技巧已不能满足临床医学规定，打点滴和抗菌素及其药物的治疗泛滥成灾，让我国十分重视，为了能孩子在一个安全性的环境里发展，我国下达有许多有关整治政策及文档。

清领儿童退烧减温仪，一款绿色安全的儿童退烧机器设备，甲类医疗保险报销，全国各地有收费标准编号

发烫就是指体温上升超出1天中人体正常体温起伏上限，发烫分成：

低烧（37.3—38℃）

中等水平度热（38.1—39℃）

高烧（39.1—41℃）

超高热（41℃ 之上）

比较常见的传统降温方法有以下几点：

1、头部冷敷

头部冷敷适合小儿的一般发热，体温并不特别高的孩子。方法是将毛巾用凉水浸湿后敷在患儿的前额部，每5-10分钟更换1次。也可将水袋中灌上凉水，枕在脑下。

2、温水擦浴

温水擦浴适合于高热患儿的降温。方法是用32-34℃左右的温水擦拭患儿的全身皮肤。在腋窝、腹股沟的部位擦拭时间可稍长一些，以助散热。胸部、腹部等部位对冷刺激敏感，不要擦拭。出疹的孩子发热不要用温水擦浴降温。

3、酒精擦浴

酒精擦浴适合于发热较高的患儿。方法是用30-50%浓度的酒精，如无酒精亦可用白酒代替，

用小毛巾浸湿后擦拭患儿颈部、四肢、后背、手足心等部位。尤其重点擦拭腋下、肘部、腹股沟等血管丰富的部位。注意对麻疹等出疹性疾病不宜采用酒精擦浴。