

气溶胶空气消毒器-超声雾化空气消毒机

产品名称	气溶胶空气消毒器-超声雾化空气消毒机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	容量:28L 消毒面积:500-700平方米 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

气溶胶空气消毒机产品作用：

* 随着医院感染控制程度的增强，对医院、诊所室内消毒要求越来越高，气溶胶空气消毒器就是针对当下的医用要求应运而生的，它可以在短时间内轻松实现局部空间的无尘无菌，让有害的病菌和污染的空气远离医务人员及病人，因此可以广泛应用于医疗单位的工作环境中，达到净化空气、保护医务人员和病人身体健康的作用。

* 该产品是通过风机把雾化的酸性消毒水送到空气中使其充分弥漫，达到一定浓度的消毒液对空气中的悬浮粒子起到杀菌作用，悬浮粒子吸附过饱和的水雾由于重力加速沉降，同时起到空气净化的作用。（见《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒液使用指南的通知》室内空气消毒：0.2%过氧乙酸或3%过氧化氢，用气溶胶喷雾方法，用量10mL/m³ ~ 20mL/m³（1g/m³）计算，消毒作用60min后通风换气。——《消毒液使用指南2020年2月》）

产品简介--（技术参数）：

* 电压：220v 50Hz

* 功率：850w

* 消毒水箱：30L

* 雾化量：320ml/min

* 雾化微粒：10um

* 噪声：50db

* 毛重：30kg

气溶胶大小取决于传递的距离，颗粒物越低散播间距越来越远，*长距离可以达到数百米。

商品优势

- 1、消除空气中大气气溶胶DNA / RNA，消除高效率做到99%左右。
- 2、不用空压机当做驱动力，防止造成极大噪音。
- 3、商品选用独特定制的工业型分散系统，纳纳米级液珠孔径5 μm。
- 4、合理消除空气中的残留病毒感染、病菌、DNA、RNA及残余实验试剂。
- 5、环境污染消除范畴：病菌、病毒感染及其它微生物菌种，大气气溶胶DNA / RNA，室内甲醛、苯、氯化氢等有害物质。
- 6、适合于双氧水消毒主要用途，较低浓度的双氧水(3%)做到病菌99.9%的根除实际效果。
- 7、实验试剂需求量少，仅6-10ml/m³气原材料兼容模式好，没有残留、耐腐蚀。
- 8、3个通风口，消毒杀菌三百六十度。
- 9、制造业企业具备ISO13485品质体系认证证书。