

倒置显微镜

产品名称	倒置显微镜
公司名称	上海蔡康内窥镜厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海虹口中山北一路1250号沪办大厦四号楼
联系电话	021-35050386 13761194707

产品详情

[金相设备](#) [金相耗材](#) [视频显微镜](#) [检测显微镜](#) [测量投影仪](#) [影像测量仪](#) [工具显微镜](#)
[双目偏光显微镜](#)：XP-202

一、仪器的主要用途和特点 XP-202透射 [双目偏光显微镜](#)是地质、矿产、冶金等部门和相
随着光学技术的不断进步，偏光显微镜的应用范围也越来越广阔，许多行业，如化工，半导体工
使用偏光显微镜。XP-202透射偏光显微镜就是非常适用的产品，可供广大用户作单偏光观察，正
，配置有石膏、云母、 $1/4$ 试片、石英楔子和移动尺等附件，是一组具有较完备功能和良好品质的
可以接计算机和数码相机。对图片进行保存、编辑和打印。

二、仪器的主要技术指标

名称	规格
总放大倍数：	40X---630X
无应力消色差物镜	4X/0.1
	10X/0.25
	25X/0.40
	40X/0.65
	63X/0.85

目镜	WF10X/18mm
	10X网格目镜
	10X刻度目镜
	10X分划目镜
试片	石膏1 试片
	云母1/4 试片
	石英楔子试片
测微尺	0.01mm
滤色片	蓝色
聚光镜	N.A.1.25带可变光栏摇摆式聚光镜
集光镜	高亮度固定式照明
载物台	360度旋转，直径160mm
移动尺	移动范围30mm × 40mm
镜筒	45度平拉式双目观察（52mm-74mm）
光源	卤素灯（6V/30W.AC 85V-230V）亮度可调

三、系统的扩展性

XP-202型 [双目偏光显微镜](#)

可通过彩色摄像机和图象采集设备连接电脑构成电脑型双目偏光显微镜XP-202C,也可连接数码相机通过电脑或者数码相机来观察图片，并且所观察的图片可以在计算机屏幕或者数码相机上显色图片。

四、选购部分

1.偏光分析软件

权所有
显微镜
专家

营销部地址:上海市中山北一路1250号沪办大厦4号

主销产品：[金相显微镜](#) [偏光显微镜](#) [倒置显微镜](#) [荧光显微镜](#) [立体显微镜](#) [体视显微镜](#) [金相](#)

联系电话:021-35050386 35050353 65310155 传真:021-65310155 公司邮箱: