

犬伤专用伤口冲洗机（犬伤医用清洗机）

产品名称	犬伤专用伤口冲洗机（犬伤医用清洗机）
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

伴随着近些年医药行业的蓬勃发展，市场中也涌现了犬咬伤清创手术机这种犬伤消毒机器。相比被咬到者独立应用消毒液清理伤口，所使用的犬伤清创手术机能够更快捷、更快、更高效、更轻巧的清理伤口。尤其是应对创口比较大且创口比较深的前提下，应用犬伤清创手术机则能使伤员生病概率减少。

迅速脉动压力清创手术采用安全性压力会带来出脉冲工作压力水,使外伤机构表层在伸缩和左室中间有规律不断更替发生,冲洗液中水流气泡破裂所产生的推动力,将导致参杂在伤口的污染物质松脱且被流水带去。

根据冲洗液的各种物理学联合作用可清理伤口的脏东西,这类清创手术主要运用于大规模开放式外伤。使用时清洗枪的脉动压力流水在医护人员的实际操作下能从随意视角有针对性地清洗创口,进一步提高清创手术的速度与洁净度等级。这类清洗方式显著好于传统创口处理方法,大大减少依靠沙布擦洗次数、缓解病人的痛楚,大规模清洗速率便捷、便捷、清创手术时长减少,深层创口也可获得清理,防止出现二次污染,固态脏物和液态废弃物一同被清理,清洗后废水非常容易回收利用、有利于集中统一处理。

这类清创手术方法工作中可让创口清除更为完全、迅速。合理杀菌率98%之上,能够有效减少伤口修复周期时间40%。这个功能清创手术机去医院临床医学清创手术运用中是有着安全系数、实效性和适用性的。

狂犬病是由狂犬病病毒感染引起的一种动物源性传染病。近年来，其报告死亡数一直位居我国法定报告传染病前列，给人民群众生命健康带来严重威胁。一旦发病，死亡率百分百，但是通过正确的暴露后处置也可预防发病。

为指导基层疾控机构做好狂犬病的预防控制工作，尤其是暴露后的预防处置，降低狂犬病所致死亡，中国疾病预防控制中心组织专家，参考世界卫生组织和美国疾控中心的技术指南，以及国内外新研究进展，制定了《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》。该指南中关于伤口冲洗要求：用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许，建议使用狂犬病清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。

过去，犬伤处置基本上采取肥皂水和流动清水交替冲洗，浓度难以**控制，尤其是在对犬伤较深伤口冲洗时，清创的质量直接影响到能否将污染伤口转变或接近清洁伤口。

现在，犬伤处置则是使用专用冲洗液（弱碱性犬伤冲洗清洁液），利用专用冲洗机（犬伤医用清洗机）压力冲洗器械能深部进行灌注清洗，减少和防止病原微生物通过伤口而造成的感染性疾病，降低了各种意外感染风险。

建议引进冲洗系统产品，专门用于动物咬伤的医用创口冲洗机（使用犬伤冲洗系统），规范使用专用冲洗液，通过对水流、水温、水压和清洗时间的控制和调节，完成对伤口创面的冲洗，有效祛除伤口里可能存在的各种异物、病原微生物，预防控制狂犬病的发生。