

疾控中心-犬伤清创机-犬伤冲洗液耗材

产品名称	疾控中心-犬伤清创机-犬伤冲洗液耗材
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

- 1.该设备临床使用疗效好，得到患者的认可及广西临床的推崇。
- 2.国内已具备生产本设备的技术的条件，可以达到临床需求，该设备采用40KHz的超声波频率，在国内已是高的清创频率。56Kpa的安全水压可以彻底有效的清楚伤口中的异物、细菌。
- 3.在不增加人员和特殊诊疗场地和设备的情况下，可以使一部分病人不再流失（转院），为本院带来多的直接经济效益。
- 4、该设备在广西河池市一人民医院，四川省人民医院、郑州大学一附属医院、第四军医大学附属西京医院等国内多家单位在临床使用，并得到一致好评。

狂犬病也称“疯狗病”，是一种由狂犬病病毒感染人体而引起的一种死亡率近乎接近百分之百的急性传染病。虽然名称是狂犬病，但是该病的发生不仅仅和狗有关，被猫、蝙蝠、狮子等哺乳动物咬伤、抓伤同样也是狂犬病感染的高危因素。近年来随着养宠物人群的增多，狂犬病暴露人数越来越多，狂犬病的确诊病例也逐年增加，严重危害人类健康。针对以上情况，正确的和宠物接触及有效预防、处理狂犬病暴露，可以极大的降低狂犬病的感染率。

狂犬病暴露后处置流程

1、冲洗伤口

使用20%的肥皂水或者犬伤冲洗机对伤口持续冲洗不少于15分钟、很大程度的冲掉可能感染的微生物，

降低狂犬病感染的概率。

2、消毒和清创

用2%-3%碘酒（碘伏）对伤口涂擦，同时对受伤创面进行规范化清创，尽可能清除淤血、凝血块及可能被感染的组织等。

3、主动及被动免疫

根据患者狂犬病暴露等级，及时给予狂犬疫苗或者狂犬疫苗联合狂犬免疫球蛋白注射，同时也要注意破伤风疾病的预防。