

犬伤专用伤口冲洗机-犬伤医用清洗机

产品名称	犬伤专用伤口冲洗机-犬伤医用清洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

伴随着近些年医药行业的蓬勃发展，市场中也涌现了犬咬伤清创手术机这种犬伤消毒机器。相比被咬到者独立应用消毒液清理伤口，所使用的犬伤清创 够更快捷、更快、更高效、更轻巧的清理伤口。尤其是应对创口比较大且创口比较深的前提下，应用犬伤清创手术机则能使伤员生病概率减少。

迅速脉动压力清创手术采用安全性压力会带来出脉冲工作压力水,使外伤机构表层在伸缩和左室中间有规律不断更替发生,冲洗液中水流气泡破裂所产生的 将导致参杂在伤口的污染物质松脱且被流水带去。根据冲洗液的各种物理学联合作用可清理伤口的脏东西,这类清创手术主要运用于大规模开放式外伤。使用时清洗枪的脉动压力流水在医护人员的实际操 从随意视角有针对性地清洗创口,进一步提高清创手术的速度与洁净度等级。这类清洗方式显著好于传统创口处理方法,大大减少依靠纱布擦洗次数、缓解 痛楚,大规模清洗速率便捷、便捷、清创手术时长减少,深层创口也可获得清理,防止出现二次污染,固态脏物和液态废弃物一同被清理,清洗后废水非常容易用、有利于集中统一处理。这类清创手术方法工作中可让创口清除更为完全、迅速。合理杀菌率98%之上,能够有效减少伤口修复周期时间40%。这个功能清创手术机去医院临床医 手术运用中是 有着安全系数、实效性和适用性的。

狂犬病是由狂犬病病毒感染引起的一种动物源性传染病。近年来，其报告死亡数一直位居我国法定报告传染病前列，给人民群众生命健康带来严重威胁

病，死亡率百分百，但是通过正确的暴露后处置也可预防发病。为指导基层疾控机构做好狂犬病的预防控制工作，尤其是暴露后的预防处置，降低狂犬病所致死亡，中国疾病预防控制中心组织专家，参考世界卫生组织 疾控中心的技术指南，以及国内外新研究进展，制定了《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》。该指南中关于伤口冲洗要求：用肥皂水（或其他弱碱

剂）和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少

15分钟。如条件允许，建议使用狂犬病清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。后

盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。过去，犬伤处置基本上采取肥皂水和流动清水交替冲洗，浓度难以**控制，尤其是在对犬伤较深伤口冲洗时，清创的质量直接影响到能否将污染伤口转变

清洁伤口。现在，犬伤处置则是使用专用冲洗液（弱碱性犬伤冲洗清洁液），利用专用冲洗机（犬伤医用清洗机）压力冲洗器械能深部进行灌注清洗，减少和防止物通过伤口而造成的感染性疾病，降低了各种意外感染风险。建议引进冲洗系统产品，专门用于动物咬伤的医用创口冲洗机（使用犬伤冲洗系统），规范使用专用冲洗液，通过对水流、水温、水压和清洗时间的控节，完成对伤口创面的冲洗，有效祛除伤口里可能存在的各种异物、病原微生物，预防控制狂犬病的发生。