

犬伤冲洗设备-犬伤清创机

产品名称	犬伤冲洗设备-犬伤清创机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

【中药制剂】液体

【解决微生物种类】可解决副溶血性弧菌、化脓性球菌、高致病酵母菌、病菌以及医院感染常见细菌。
【

应用领域】本产品适用黏膜或者破损皮肤创口清除、清洗消毒。

【操作步骤】

- 1、将该产品和犬伤多功能清创手术机连接，按照标准化的清理流程进行清洁、清理、消毒。
- 2、用于皮肤和黏膜组织消毒时，将该产品偏向待除菌部位，马上清理作用3min以上。

【疑难问题】1、该产品不能替代疫苗和药品。

- 2、该产品不能与其他表面活性剂、碘或氯丁二烯一起使用；对铝或碳钢有腐蚀。
- 3、该产品应储存于阴凉、干燥、空气流通，避免阳光直射。
- 4、该产品仅供外用，不能口服；倘若一不小心将液体接触眼睛应当立刻用很多水清理；摆放儿童不易接触处。
- 5、该产品限医疗卫生机构医用。

1.此设备临床医学应用功效好，获得病人的肯定及广西省临床医学的青睐。

2.中国已经具备生产制造本机器的科技的标准，可达到临床医学要求，此设备选用40KHz的超声波频率，56Kpa的安全性压力能够完全高效的的脏东西、病菌。

3.在减轻工作人员等特殊诊治场所及设备的情形下，能使一部分患者不会再外流（转诊），为我院带来更多直接经济效益。

4、此设备在广西河池市中心医院，四川省一医院、郑州市大学附属医院、第四军医大学附设西京医院等国内好几家企业在治疗应用 五星好评。

狂犬病毒（Rabies）是通过狂犬病毒感染所引起的一种动物源性传染疾病。狂犬病毒是一种噬神经性病毒感染，而人的神经元细胞、大脑神经全是不可再生资源的。主要是通过损坏的肌肤或黏膜进入身体，狂犬病病毒埋伏 1~3个月，极少数短至2周后或长到1年及以上。

临床医学大多数体现为非特异恐风、恐水、咽肌痉挛、特发性偏瘫等。

伤口处理方法 一切一次曝露后均需及时加强规范的患处

疫苗注射 1) 3个月内再度咬伤：如小动物身心健康并已被免疫力，并且能够开展10日观查，处理伤口后，可延迟加强免疫； 2) 高于3个月：第0天和第3天再各打一针；

3) 如果用了法律效力不确定性的预苗、以前未全程接种或很严重的III级露出者：必须全程接种。

被动免疫制剂 受到过全过程狂犬疫苗注射得人，之后再咬伤都不用打被动免疫制剂了。