

## 双层旋转型曲线控制可编程摇床(带嵌入式打印机)

产品名称	双层旋转型曲线控制可编程摇床(带嵌入式打印机)
公司名称	西安华辰乐天实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区太白路一号盛世太白2单元
联系电话	18229060443 15102998005

## 产品详情

名称型号：	ZHWY-B2112B双层旋转型曲线控制可编程摇床(带嵌入式打印机)
控制方式：	P . I . D ( 微电脑环境扫描微处理芯片 )
面板显示方式：	LCD ( 液晶显示屏 )
对流方式：	强制对流式
振荡方式：	回旋振荡式
驱动方式：	多维驱动式
开门方式：	手动开门
环境温度要求 ( )：	5 ~ 35
温度调节范围 ( )：	4 ~ 60
温度调节精度 ( )：	± 0.1
温度均匀度 ( )：	± 1
回旋频率范围 ( r/min )：	30 ~ 300
回旋频率精度 ( r/min )：	± 1
曲线编程设定 ( 段/步 )	4/8

每段时间 (H) :	100
摇板振荡幅度 (mm) :	35
安全功能 :	上、下限超温报警、上、下限超速报警、上、下限潮湿报警、停电报警、传感器故障报警、低水位报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器 (可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护。
附属功能 :	自动停机、自动开机、温度表示校正、监视计时器、来电恢复、参数记忆、RS-232接口
编程功能 :	反复 . 步调 . 温度阶梯
打印功能 :	嵌入式 . 微型 . 内置
制冷功能 :	空冷式 . R134 . a功率可控式制冷 . 无霜运行
摇板层数 (层) :	2
搁板数量 (块) :	2
摇板尺寸 (mm) :	940*580
净重 (kg) :	481
外型尺寸 (mm) :	1400*785*1760
包装尺寸 (mm) :	1520*905*1930
功率 (W) :	1420
电源 :	AC 220V 50/60Hz

多功能智能组合摇床根据其产品所包含的不同功能，将摇床分为A、B、C等多种延伸类型：ZHWHY-A具有曲线控制可编程功能；ZHWHY-B增加嵌入式打印功能；ZHWHY-C在上述功能基础上又增加恒湿功能；ZHWHY-D.....

特别提示：用户可根据需要进行相应的选择。如果用户需要其他的功能组合，可随时向上海智城分析仪器制造有限公司垂询。

技术特点 升级版声光报警环境扫描微电脑芯片，具有更强大的数据处理功能

曲线控制、四段八步编程，实现循环、反复、步移、温度阶梯以及定值等模式的恒温振荡培养 LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数 高性能的恒温功能，避免样品的蒸发干枯 水位自动识别系统，可实现低水位声光报警和自动上水

考虑极致的安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护 安全功能：停电报警、传感器故障报警、上、下限超温报警、上、下限超速报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器 (可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护。 附属功能：自动停机、自动开机、自动上水、监视计时器、来电恢复、参数加密、参数记忆、温度表示校正、RS-232接口入式 交流感应长寿命电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养

具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行

控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全

极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，大屏幕钢化玻璃视窗

镜面不锈钢内衬，不锈钢电抛光托盘、弹簧、烧瓶夹。仪器永无锈蚀之虞

灵活便捷，品种繁多的脱卸式托盘选配件 应用范围 多功能智能组合摇床产品广泛应用于对温度、振

荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。