

康复医学加压冷热敷机-全自动加压冷热敷治疗仪

产品名称	康复医学加压冷热敷机-全自动加压冷热敷治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:4-42 压力:2种模式 7级可调 功能:冷热敷、加压、音乐 体温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

受烧伤时不要用冰水进行冰敷，因为烧伤过程当中，由于体表温度比较高，如果用冰水进行冷敷，容易使局部的温度温差迅速降低，同时有可能由一个烧伤的局部转变为一个冻伤的可能性。烧伤局部冷处理的好处：

我们说的烧伤通常是指皮肤热力烧伤，在造成皮肤表层损伤同时，热力还继续向深层传导造成继续伤害。烧伤后在除去热源后尽早给予冷处理可以终止伤害，并防止热传导导致的继续损伤，这是显而易见的。

另外，局部冷处理可以收缩局部血管，减少渗出和水肿，减轻炎症和疼痛。同时，对局部起到清洁作用，也是不言而喻的。

总体上，烧伤后对局部进行冷处理可以获得以下好处

1、冷敷能起到减轻疼痛#烫伤#

2、减少创面水肿和液体的渗出

3、阻止热力对创面的继续作用

新一代冷热敷机：

目前，临床针对冷敷治疗时间和方式尚未有标准化指导方针，一般根据病人临床症状，如疼痛、肿胀、渗出等情况，临床有不同的治疗方案：

1.间隔性冷敷方法：每天2-4次，每次治疗20~30min。温度范围控制在10-15℃（年轻人耐受能力强，温度可低些。老年人耐受能力差，温度可高些，提高治疗度，一般在18℃左右）

2.持续性冷敷: 24小时持续冷敷（冷敷温度15-18℃）；
也可48小时内冷敷，每次两个小时，间隔一小时（冷敷温度15-18℃）
关节置换、关节镜等术后持续6小时冷敷（冷敷温度15℃）

3.音乐疗法：以心理治疗的理论和方法为基础，运用18首内置国际康复名曲特有的生理、心理效应，通过各种专门设计的音乐行为，经历音乐体验，达到消除心理障碍，改善患者情绪的目的。

4.压力栓疗法：采用持续、间断、多模式脉动水压加压改善微循环，加速关节部位组织液回流，加速促进患者快速康复静脉VTE)的形成。

5.热敷疗法：促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合，缓解肌肉抽筋，促进炎性物质吸收，可选配中药热敷，促进患者快速康复。