

DR-DZ618H3妇科综合治疗机武汉德仁科技

产品名称	DR-DZ618H3妇科综合治疗机武汉德仁科技
公司名称	武汉德仁科技开发有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定电压:AC220V ± 10% 频率:50Hz ± 1Hz 650恒热腔:波长：650nm；
公司地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道818号B9栋1号楼5层、2号楼4层（注册地址）
联系电话	18986826199

产品详情

DR-DZ618H3型妇科综合治疗机是一种具有新型结构，即集光疗、光热疗为一体的综合型治疗机。通过适宜浓度的O3溶液进行冲洗，广谱、高效、快速灭菌，运用生物调节剂，直接作用于创面，调节菌群失调，改善微生态环境，保持微生态平衡，提高宿主健康水平或增进健康佳态的益生菌（微生物）及其代谢物；运用650nm特激光治疗创面，能够穿透组织5-15mm,可引起深部组织的血管扩张，增加血流灌注量，增强网状内皮细胞的吞噬作用，加速病理产物和代谢产物的吸收，从而加强细胞的新生，提高机体的免疫功能；运用ATP光改善血液循环，消除肿胀，促进炎症消散，同时，激活细胞内的蛋白质，为上皮细胞供能，从而使生物组织恢复正常。能有效清除HPV，有效预防宫颈癌的发生，减轻病人痛苦，降低个人及国家的卫生经费。

生物调节剂，调节微生态平衡，增强免疫力：自动抽取专用微生态抗菌液（执行标准：Q/DR001-2014；批准文号：鄂卫消准字（2002）第0036号），直接作用于创面，利用微生态抗菌液，调节菌群失调，改善微生态环境，保持微生态平衡，提高宿主健康水平或增进健康佳态的益生菌（微生物）及其代谢物。配合650/ATP光局部治疗效果更佳。

O3溶液冲洗，光谱、高效、快速、深层杀灭病菌：选用O3溶液冲洗治疗，该治疗机采用先进创新的O3发生技术，通过恒热自来水，产生佳浓度为0.5mg/L、水温25—40 可调的O3溶液，通过专用治疗头将O3溶液引入阴道进行反复冲洗，利用O3的强氧化力，分解多种病原菌生存所需的葡萄糖氧化酶、脱氧核糖核酸等物质，导致病原体溶解死亡，从而除病菌。

650/ATP光共同作用，无需接触，避免交叉感染：

ATP光：波长0.8-3um，功率：>8w。

ATP光是自然光谱中一段波长，其能量与细胞内的三磷酸腺苷（简称ATP）能力相等,因此称其为ATP光，科学家将ATP光称之为“生命之光”。当人体细胞缺少能量或暂时处于无氧呼吸状态时可诱发很多疾病，若及时用ATP光照射细胞补充能量，细胞将很快恢复正常。ATP能量主要用于细胞内的DNA复制和肌细胞收缩。

650特激光恒热腔内治疗：

选用650特激光恒热腔内治疗，采用650特激光穿透组织深达5—15mm，可引起深部组织的血管扩张，血流量加快，增强网状内皮细胞的吞噬作用，加速病理产物和代谢产物的吸收。从而加强细胞的新生，提高机体的免疫功能，内置热疗能对深部病灶起到一种温热的良性刺激，可促进局部血液循环，提高新陈代谢，以利炎症的吸收和消退，对阴道环境及患处起到有效的修复作用。

功能特点：

- 1、即开即用，操作方便，即可单独使用，也可同时使用。
- 2、智能界面，人机对话，操作系统用微电脑程序控制。
- 3、可自设治疗时间和温度调节。
- 4、恒温控制系统。
- 5、无二次污染，不会产生氮化物。