

高级半身心肺复苏训练模拟人

产品名称	高级半身心肺复苏训练模拟人
公司名称	上海益联科教设备有限公司（销售部）
价格	4800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区肇嘉浜路201弄3号1501室
联系电话	86-02164188033 13761910633

产品详情

标准套配置：高级肤色半身人体模型一具；高级显示器一台；
豪华手拉推式人体硬塑箱一只；屏障面膜（50张/盒）一盒；可换肺囊装置二套；
可换面皮一只；保修卡、合格证；使用手册一本；2010国际最新操作指南光盘1盘；

该产品采用美国心脏学会（AHA）2005国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准，经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，并在第二代的精提示进行升级，开发出专供社会心肺复苏普及与医学院校、医师、急救系统培训使用，经济型需求的高级半身心肺复苏训练模拟人。需要选择那款相关产品！

执行标准1：2010年国际心肺复苏(CPR)指南的最新标准

执行标准2：美国心脏学会(AHA)2005国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准

主要功能：模拟标准气道开放显示。人工手位胸外按压显示报警：

1. 按压位置正确、错误的条形数码指示灯显示及错误的报警。2. 按压强度正确（4~5cm区域）、错误（<4~5cm区域）的显示分别由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度及错误的报警提示。人工口对口呼吸（吹气）显示报警：1. 吹入的潮气量 500ml~600ml 的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。2. 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人）

操作周期：2次有效人工吹气，在按压与人工吹气30:2个循环周期CPR操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分。操作方式：训练操作。

电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。材料特点：面皮肤、劲皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。