

## 小型实验室制冷机零下80度设置介绍

产品名称	小型实验室制冷机零下80度设置介绍
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

小型实验室制冷机零下80度可满足不同制冷温度需求，广泛应用于化工、制药、生化等行业低温反应领域，制冷速度快可靠。

小型实验室制冷机零下80度都是由压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、膨胀节流阀这五大部分串联而成，里面冲注适量制冷剂，由电器（含控制器）根据环境的需求而控制压缩机运转而达到制冷传热的目的。

- 1、小型实验室制冷机零下80度的工作原理是从触摸屏无操作起开始计时，到达设定值则自动注销登陆。每次操作触摸屏都会将计时清零，此参数有断电保持功能下一次将保留用户的参数。
- 2、目前只支持2种语言，英文和简体中文，用户可以根据自己的语言强项进行选择。语言选择有断电保持功能，即下一次上电将会延续此语种。当然如果有其他语种也可以定制。
- 3、用户可以在此处修改小型实验室制冷机零下80度的系统时间，建议用户在修改时不要与实际时间偏离太多，否则会产生影响设备使用的后果的可能。请不要设置不存在的日期，否则可能引起设备程序混乱的后果。
- 4、触摸屏上电为标志，上电即记录存盘。虽然会导致大量无用数据产生，但考虑存盘空间基本充裕以及部分用户对温度数据的要求，故作温度存盘周期设计。此处可以修改温度数据的存盘周期。

如果小型实验室制冷机零下80度在运行的过程之中性能不是很稳定的话，大家需要找出具体的原因，并且采取相应的措施去解决。在很多时候它的性能与大家的操作有着非常重要的关系。