

实验室小型低温螺杆式冷冻机运输放置注意事项

产品名称	实验室小型低温螺杆式冷冻机运输放置注意事项
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

实验室小型低温螺杆式冷冻机是制药化工行业常用的制冷设备，采用压缩机制冷的冷冻方式，常配套反应釜、蓄冷罐等进行制冷，那么，设备在运输放置这些方面的注意事项大家都了解多少呢？

1、适合短时间剧烈放热、吸热的过冲反应，耐高温、低温的磁力驱动无泄漏泵，降低泄漏风险。同时又

噪音低，流量大，扬程远，流速大，发热量小等一系列优点。

2、采用半封闭螺杆压缩机，辅之以有效率的换热器，采用 PLC 微电脑控制器和彩色触摸屏，使机组具有外观紧凑，布局合理，使用维护方便。

3、保持散热盘管表面清洁，确保周围空气流通，温度低，定期清洗盘管上的积垢，以确保良好的换热效果。

4、把来自贮液干燥器的高压液态制冷剂节流减压，调节和控制进入蒸发器中的液态制冷剂量，使之适应制冷负荷的变化，同时可防止压缩机发生液击现象和蒸发器出口蒸气异常过热。

5、通过 PLC 对温度传感器的监测，根据水温度变化向负载电磁阀发出动命令，对每一台压缩机进行容量调节控制。操作面板上可显示机组运转时的全部参数及各控制件的运行状况。