

实验室玻璃仪器 试剂瓶

产品名称	实验室玻璃仪器 试剂瓶
公司名称	江苏华鸥玻璃有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华鸥 型号:1401 产地:盐城
公司地址	盐城市盐都区龙冈工业园区华鸥大道(F)
联系电话	15366558289 13817386655

产品详情

试剂瓶

是实验室常用设备之一。使用时，瓶子应冲洗干净并晾干。清洗时，应使用温水，但温度不应太高，以免瓶子爆裂。在使用过程中，要注意防止瓶盖之间粘连，不同规格的瓶子要用来存放不同的物质。以下是边肖整理的详细介绍，希望对大家有所帮助。

一、试剂瓶的正确使用方法

：1、使用时将**试剂瓶清洗**干燥，然后装入需要存放的物质中，不管是贮存固体还是液体物质。好的装入方式是全部使用漏斗，可减少材料的损耗，待需贮存材料放入后，将瓶盖塞紧即可。如果是易潮解的或易挥发的物质，在瓶盖上塞子后要用石蜡或密封膜密封瓶口和瓶盖。2、用温水和白醋洗净。水不能太热以防爆裂。要注意的是，过热的物质不要匆忙地装瓶。防止瓶体受热后因受力而爆裂，或由于水蒸气过热带进而影响贮存物质的质量。瓶塞子和瓶塞子不可互换，否则会造成泄漏。3、使用磨料口，密封效果好。可用于安装化学方法：使用试剂瓶冲洗、干燥，然后装入需要储存的物料。不论是固体物质还是液体物质的储存，适合用漏斗装载。可以减少材料损失，放入瓶盖后将紧密放入瓶盖。4、如果瓶盖内的水溶性物质或挥发性物质良好，瓶盖和瓶盖将用石蜡或密封膜密封。注意过热物质不会冲入瓶内以防止瓶体受热产生力。或者由于材料被带入瓶盖的质量受到影响。如果瓶盖内的水溶性物质或挥发性物质很好，则瓶盖和瓶盖之间不能调整，则会发生渗漏。

二、试剂瓶的使用注意事项：1.不使用带塞子的试剂瓶时，在软木塞和瓶口磨砂面之间放一张纸条。防止粘连。如前所述，所有试剂瓶不能用于加热。2.根据试剂的理化性质选择所需试剂瓶的一般原则是:固体试剂用广口瓶，液体试剂用窄口瓶。对于暴露在光线下容易分解或变质的试剂，选择**棕色试剂瓶**

；对于挥发性低沸点的试剂，选择磨砂**玻璃试剂瓶**。
。装有碱性试剂的试剂瓶选用橡胶塞。如果试剂有上述理化指标。根据上述原理，可以选择合适的试剂瓶。3.一些特殊试剂，如氢氟酸，不能用塑料瓶代替任何玻璃**试剂瓶包装**。