

OPT光子脱毛嫩肤机脱毛不用愁

产品名称	OPT光子脱毛嫩肤机脱毛不用愁
公司名称	武汉华睿创鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区中南一路三号嘉园大厦2幢22层A号
联系电话	18696125870

产品详情

opt快速脱毛嫩肤机，是最新推出的脱毛利器，他采用大功率的电源，工业设计级的电脑软件，能保证快速的光子脱毛，不留死角。一般脱毛需要1个小时的，改opt光子脱毛机要缩短一般的时间。四肢脱毛，就不用担心长时间脱不完了，客户烦，操作人员也累。

e光作用原理

e光技术中光能引导rf（射频）能量深入集中，配合表皮冷却技术，将射频推向真皮组织，在光能较低的情况下，针对整个真皮层和结缔组织发挥作用，刺激不同深度的胶原蛋白重新排列和生长；通过特殊的强光照射皮肤，使皮肤组织由内至外地改变，变得细腻、有光泽、有弹性的一种无创性技术。脉冲光治疗原理是通过低能量、较柔和的全光谱强光，直接作用于皮肤的异常血管色素基团，彻底去除皮肤的各种瑕疵；同时刺激胶原蛋白的增生，改善其质地和弹性。

治疗范围 1、祛皱 / 拉皮 / 提升：利用ipl和rf联合技术（e光），提供深部真皮层理想温升分布，针对整个真皮层和结缔组织发挥作用刺激不同深度的胶原增生重而达到治疗效果。

2、祛深层斑 / 祛表皮斑 / 美白嫩肤 / 祛红血丝：强脉冲光和射频同时释放能量，利用皮肤对光能的选择性吸收引起靶组织和正常皮肤的阻抗差异让作用深度深的e能作用于表皮和真皮层的各种病变组织，由于光能远远低于传统ipl设备，可在不损伤表皮的前提下，让表皮层真皮层各种色素性和血管性病变组织吸收更多的能量，更好的祛除这些病变组织，同时刺激深层及浅层胶原组织增生，恢复皮肤弹性，使皮肤得到整体改善。

3、痤疮治疗：e光可精确作用于皮脂腺和痤疮等靶组织，利用短波杀死痤疮丙酸杆菌，利用红外光和射频的联合作用降低皮脂腺活性，收到令人振奋的效果。 4、脱浅细毛 / 脱粗黑毛：e光在输出强光的

同时，还依靠作用深度达皮下15mm的射频能量直接作用于毛囊，而不单纯依赖毛干传导，所以对细小浅色，甚至金色、白色的毛发都有很好的效果。

技术参数

高频电磁波能量：0-30 j/cm²

外形尺寸：520x520x1100mm

ipl脉冲能量：0-100 j/cm²

光谱范围：480-1200nm

安全防护：利用阻抗在线测试

光斑尺寸：8 × 40mm

净重：55kg 电源要求：220vac ± 10% 50hz 10a

治疗原理

黑脸娃娃多功能镭射治疗仪就是活性碳镭射，在治疗的时候先将细小的活性碳微粒涂在皮肤表面上，让它渗入毛孔之后，利用1064的纳米波长将活性碳微粒爆破来震碎皮肤的脏污及角质，同时能快速渗透肌肤，促进细胞生长因子活跃增加胶原蛋白生成，提高肌肤吸收营养物质的能力，加速肌肤的新陈代谢，并令其治疗功效发挥到极致，迅速达到对表皮与真皮所产生的各类色斑、假性皱纹、多余毛发、毛孔粗大，面部枯黄的治疗。

治疗范围

- 1、人体外源性色素：祛除纹眉、绣眉、纹唇、唇线、纹身、纹眼线。
- 2、人体内源性色素：祛除雀斑、晒斑、汗斑、老年斑、太田痣、咖啡斑。
- 3、过敏性色素源：由于人体排异造成的植入色素过敏。

黑脸娃娃技术参数

--	--	--

激光类型	调q nd : yag	外型尺寸	480 × 405 × 1090mm
激光波长	1064nm/532nm	重复频率	1-6
脉冲能量	400—1300mj	重量	40kg

- 1、采用原装德国进口蓝宝石晶体.远红外线瞄准系统。
- 2、全新的专利石英聚光腔心,永不烧腔。
- 3、机身采用国际标准的abs航空塑料制作.具有抗干扰防静电耐腐蚀和阻燃等特点。
- 4、国内首款采用汽车循环水箱的美容仪器,汽车水箱具有水循环快\流畅\散热快\等特点。
- 5、四种制冷方式和汽车暖风大水箱的配置确保机器连续工作2个小时不间断.极大提高治疗效率。
- 6、全新的液晶显示屏,中英文转换,水流自动检测显示,水温显示,单次及累计治疗点数记忆显示。
- 7、全国首款动态能量高达1300mj多脉宽的多功能镭射治疗仪。

治疗特点 1、微电脑液晶显示。 2、能量可调，治疗范围广。 3、独特的冷却方式，使工作时间更长。

4、固体宝石调q开关，使单脉宽更窄。

5、特殊材料激光腔，永不烧腔。 6、安全高，痛感轻，不损伤正常皮肤，不留疤痕。