

两路测温6位智能蒸馏仪EJ-ZLY-100A

产品名称	两路测温6位智能蒸馏仪EJ-ZLY-100A
公司名称	上海恩计精密仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	控温方式:功率调节,单孔控温 加热功率:0-500W可任意调节 测温功能:两路测温,测温精度 ± 1
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话	13262581609

产品详情

产品介绍

智能蒸馏仪采用目前全新的远红外加热方法,具有热效率高、寿命长、起温和降温速度快、加热时间和加热功率可调等优点。仪器可外接循环水冷却装置。整个系统简洁、安装维护方便、使用方便,节能环保。

应用范围

广泛适用于环境监测、环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要蒸馏处理的场所,如样品中的挥发酚、氰化、氨氮、凯氏氮、COD、油中水分等项目的蒸馏消解处理及食品中二氧化硫残留的蒸馏实验。

产品优势

- 1、整机采用PLC控制,性能强劲稳定;5寸液晶触摸屏反应灵敏,设置方便;
- 2、加热单元采用远红外陶瓷加热碗加热,贴合度高,效率更高,更节能,同时具备防水防干烧功能;
- 3、一次可同时对1-6个样品进行蒸馏,大大提高了工作效率;
- 4、每个加热单元都可独立控制加热功率0-500w可调,可以预设加热时间;5、系统内部自带微沸模式,设定时间到点自动切换微沸模式;6、自带两路测温,能高精度实时监控烧瓶内样品的实时温度(可升级六路);7、特殊定制异形蒸馏冷凝管,冷凝效果好,标配专属冷水机;可以一键自动回流,冷凝水自动排空,防止长期不使用滋生细菌;8、自带冷凝管路清洗功能,实验结束后,可以针对馏出液管路进行一键反向冲洗;

适用标准

GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 氰化物/挥发酚 GB
8538-2016食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 HJ 537-2009 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 535-2009 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 536-2009 水质氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 745-2015 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 833-2017 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 717-2014 土壤质量 全氮的测定 凯氏法

技术参数

型号	EJ-ZLY-100A
控制系统	PLC控制系统+5寸触摸屏
加热方式	远红外陶瓷加热碗加热
控温方式	功率调节，单孔控温
加热功率	0-500W可任意调节
加热单元	6位
测温功能	两路测温，测温精度±1
升温时间	5-8分钟
蒸馏瓶	500ml*6
收集瓶	250ml*6个
漏电保护	有
清洗功能	
冷凝水排空	
总功率	3200W
电源	AC 220V,50Hz

厂家承诺

1.严格的质检程序

上海恩计仪器的每一道生产工序都必须经过厂内质量检验部门检查、试验，合格后开具转移单，重要的填写检验记录，凭转移单才能转下一道工序或者出厂。上海恩计对设备质量把关十分苛刻，只为做出高品质的优良稳定实验仪器，让您在使用中得到更好的体验，在您科学实验工作的路上助您一臂之力！

2.超长的保修期限

凡是购买我们实验仪器设备都包邮，送货上门，所有仪器用户验收后质保一年，因产品质量产生的一切费用由我方承担。超保质后所有零配件低价终身长期供应，终生提供维修服务。

3.完善的售后服务

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，恩计在接到通知后，维修人员保证在1-2小时内电话技术指导，接到故障电话后必定24小时内做出解决方案。