

# 莱普特科学仪器厂家 全自动核酸提取仪

产品名称	莱普特科学仪器厂家 全自动核酸提取仪
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

## 产品详情

### 全自动核酸提取仪的特点

核酸提取仪是应用配套的核酸提取试剂来自动完成样本核酸提取工作的仪器。广泛应用在疾病预防控制中心、临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、畜牧业和分子生物学研究等多种领域。

1. 能够实现自动化、高通量操作。
2. 操作简单、快速。
3. 安全环保。
4. 高纯度，高得率。
5. 无污染，且结果稳定。
6. 成本低廉，便于广泛应用。
7. 可以同时处理不同类型的样本。

### 全自动核酸提取仪分类

根据仪器型号大小不同划分

- 1) 自动液体工作站

自动液体工作站是功能非常强大的设备，液体分液、吸液等自动完成，甚至能通过整合扩增、检测等功能，实现标本提取、扩增、检测全自动化。提取核酸只是其功能的一个应用，不太适合常规实验室提取核酸，全自动核酸提取仪厂家，一般都应用在单一类标本并且一次提取标本量非常大(至少96个，一般几百个)的实验需求上。自动工作站的平台建立及平台的运作，需要比较大的资金。

## 2) 小型自动核酸提取仪

小型的自动化仪器是通过运行结构的特殊性来达到自动提取核酸的目的，可以在任何实验室得到应用。

### 全自动核酸提取仪使用注意事项

1. 仪器的安装环境：正常的大气压(海拔高度应该低于3000m)、温度20-35℃、典型使用温度25℃、相对湿度10%-80%、畅通流入的空气为35℃或以下。
2. 避免将仪器放置在靠近热源的地方，全自动核酸提取仪哪家好，如电暖炉；同时为防止电子元件的短路，全自动核酸提取仪生产厂家，应避免水或者其他液体溅入其中。
3. 进风口和排风口均位于仪器背面，同时避免灰尘或纤维在进风口聚集，全自动核酸提取仪，保持风道的畅通。
4. 核酸提取仪离其他竖直面至少10cm，
5. 仪器接地：为了避免触电事故，仪器的输入电源线必须接地。
6. 远离带电电路：操作人员不得擅自拆解仪器，更换元件或进行机内调节必须有持证的维修人员完成，不要在接通电源的情况下更换元件。

莱普特科学仪器厂家-全自动核酸提取仪由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。莱普特科学仪器（北京）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为分析仪器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!