

全不锈钢有机溶剂实验室小型喷雾干燥机

产品名称	全不锈钢有机溶剂实验室小型喷雾干燥机
公司名称	成都杰玛仪器有限公司
价格	15888.00/台
规格参数	
公司地址	四川省成都市青白江区凤祥大道868号
联系电话	18880452462

产品详情

实验室小型喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末，对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性,适用于对热敏物的干燥如生物制品、生物药、酶制剂等，因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温，故只是瞬间受热，能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。

产品特点：

本产品才用全不锈钢材质，

触屏操作，自带记忆功能，也可手动控制

采用实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，加热控温精度 ± 1 。

拥有关机保护功能设备不会因为误操作（关风机）而导致加热部分烧坏。

为了保持样品的纯净，配备了进风口过滤器。

喷雾、烘干及收集系统采用不锈钢材料制造，所有不锈钢元件易拆卸，易清洗。

进料量可通过进料蠕动泵调节，小样品量可达50ml。磁力搅拌器可选

有机溶剂喷雾干燥机内置油空压机，流动性非常好而且噪音低

干燥后的成品干粉，其粒度较均匀，95%以上的干在同一颗粒度范围

产品参数：

- 1、整个实验过程彩色触摸屏动态显示（动画）
- 2、进风温度控制：30 ~ 400
- 3、出风温度控制：30 ~ 200
- 4、蒸发水量：1500mL/H ~ 2000ml/h
- 5、大进料量：蠕动泵可调大为2000ml/h
- 6、小进料量：50mL
- 7、可升级成双级分离收集系统
- 8、实时PID控温技术，进风温度和出风温度实时在线显示，控温精度 ± 0.5

9、干燥时间：0.8~1.0S
10、具有误操作保护功能，当风机和加热器开关使用顺序按错时，机器自动提醒，防止新手误操作损坏机器。
11、有机溶剂喷雾干燥机具有关机保护功能：关机时机器除风机外停止运行，设备不会因为误操作（关风机）而导致加热部分烧坏。
12、彩色LCD触摸屏参数显示：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率
13、喷嘴口径：0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选，并可根据要求定制
14、设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整
15、喷雾干燥机整机全不锈钢制作，二流体喷雾的雾化结构，喷雾、烘干及收集系统采用透明的高硼硅耐热玻璃材料制造
16、内置无油空压机，喷粉的粒径呈正态分布，流动性好，而且噪音低；
17、智能型控制系统，取代市场上的PLC控制，稳定性更强
18、风机自动停止功能：仪器工作结束后，应该保留风机工作状态，以便玻璃部分冷却，本机器通过智能程序设定，当进风口温度低于30度时，风机自动关闭，无需人工手动关闭风机。
19、整机功率：3.8KW/220V
20、设备尺寸：1380mm(高) × 770mm (长) × 590mm (宽)