

多功能超声清创机--清创仪

产品名称	多功能超声清创机--清创仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	核心技术:超声清创功能 **优势:全国**数字控温 脉动冲洗:可调节脉动压力冲洗
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

多功能超声清创机--清创仪

伤口组织类型和清创方法 痂vs焦痂 焦痂（Eschar）不可与痂（Scab）混淆。焦痂是全层伤口的坏死组织。你可能会在烧伤、坏疽性溃疡、真菌感染、坏死性筋膜炎、斑点热、和皮肤炭疽到焦痂。目前的诊疗指南建议稳定、完整（干燥、附着良好、完整而没有红斑或波动）的足跟焦痂不应被去除。焦痂下组织的血流较差，伤口易于发生痂作为一道天然的屏障，可以防止细菌进入而发生感染。如果焦痂变得不稳定（潮湿、渗出、松动、黏腻、肿胀、发红），应该遵循机构指南予以清创

当伤口表面血液或渗液凝固而形成硬壳/皮时，即为痂。痂可见于表浅或部分皮层伤口。痂是皮肤伤口表面在24小时内形成的棕褐色硬壳。痂的作用是防皮肤进一步脱水、防止感染发生和防止外界污染物的进入。在下方皮肤完全修复前，痂会牢固附着于局部，修复完成后，痂即自然脱落。清创方法应该可以有效地促进伤口愈合过程。准确的伤口组织类型评估、选择合适的清创方法和适宜的伤口敷料，可有效地改善和促进伤口愈合。升级款多功能超声清创机 型号：MUI-T8S 多功能超声清创机是集成高清视频监控、数字化信息管理、超声清创、脉动压力冲洗、负压吸引、防废液溢出自动保护系统于一体的多功能超声清创仪

备使用高清摄像头，进行数据采集清创过程的实时监控，可记录清创过程和参数，并提供患者历史记录的查询和分析。通过计算机系统的强大分析和视力为医护人员对患者的诊断提供客观准确的依据。自动生成图文一体报告，为患者复查带来大的方便。功能配置: 数字控温+负压吸引+脉动压力脉冲冲洗+数字图文工作站

特点：有效清理坏死组织达90%以上 超声波深层清创（清创率可达98%）
脉动压力冲洗可快速清洗大面积污染物和创面

负压吸引系统可快速回收废液，使手术视野清晰，避免污染伤口环境
自动检测废液瓶容量，并设溢出报警。

采用清晰摄像头，清洗过程中实时视频监护 视频信号与其他参数同步采集、同步记录，并可快速查阅历史记录，有助于医生了解病情和制定**方案。采用MPEG4压缩方式，图像清晰。中文正版Windows Xp操作系统，简单易用。功能强大、完善的数据分析软件。
图文字体报告，方便易用的报告生成器，减少文字输入，提高医生填写报告的效率。

电子病历和无纸记录，节约使用成本，为病人复查带来大的方便 如果您需要多功能超声清创治疗机 MUI-T8S的【产品详细描述】、【产品资质技术参数】、【产品宣传彩页】，均可提供