

微型喷雾干燥机|桌面喷雾干燥机

产品名称	微型喷雾干燥机 桌面喷雾干燥机
公司名称	上海恩计精密仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	雾化方式:开式；二流体雾化喷嘴，0.7mm口径 *大水蒸发水量:1500ml/h 平均干燥时间:1.0 ~ 1.5 秒
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话	13262581609

产品详情

微型/迷你/桌面型喷雾干燥机非常适合实验室可复制的粉末制备过程

。样品消耗量少（低至5ml），可节约宝贵的材料。同时可以实现（高达70%）产品回收率和低维护成本，实现经济高效的性能。快速干燥过程使优化配方时间更短，节省时间，采用玻璃组件，喷雾干燥过程清晰可见，以便在程序中更快、更明智地作出决策。

选型帮助

1、适合小批量实验室使用，大处理量1500ml/H。2、物料属于水溶剂，无有机溶剂，物料适合高温干燥。3、参考国外高端品牌按国内使用需求改进，可放置于桌面上操作。4、出口品质和国内高端客户需求，电气部分可选配进口品牌。

主要特征

- 1、仪器机身采用框架一体式设计，稳固牢靠，主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装，更加耐磨、耐腐蚀；
- 2、占地不超过0.5平方可在实验台面上完成操作，机器按键、温度计、空气管路、触摸屏全部采用人体工程设计，快捷插拔，人性化操作；
- 3、从空开到触点，继电器到按钮开关等，选用正泰/德力西或同级别品牌电气，保证仪器品质和的使用寿命；可选配施耐德品牌电气；
- 4、采用PLC+7寸触摸屏，操控，画面表现细腻，功能齐全；屏幕采用威纶通，plc可选配西门子；

5. 采用Spray的喷嘴，保证设备的精度和使用寿命，针对黏性物料，设有喷嘴清洁器（通针），在喷嘴被堵塞时，会自动清除，通针的频率可调整；
6. 风机设计新理念，变频+中压风机：经过反复验证，风机转速大小以及风压会影响不同产品的物料喷雾效果，并对应不同的产品产率，通过变频设计，我们将风机控制窗口开放给用户，让用户寻找属于自己合适的风量；
7. 可选配布袋过滤装置，尾气过滤效率高,可捕集粒径大于 1 微米的细小粉尘,净化空气效率可达99以上，改善环境，回收物料，绿色环保。

技术参数

型号

雾化方式

控制系统

大水蒸发水量

平均干燥时间

进风温度

出风温度

电加热器

出风温度监测

平均干燥时间

自动排堵装置

台湾达纲风机

送料泵调节范围

喷雾调节范围

压缩气源

电气制作标准

尺寸(H × W × D)

电源电压

总功率

厂家承诺

1.严格的质检程序

上海恩计仪器的每一道生产工序都必须经过厂内质量检验部门检查、试验，合格后开具转移单，重要的填写检验记录，凭转移单才能转下一道工序或者出厂。上海恩计对设备质量把关十分苛刻，只为做出高品质的优良稳定实验仪器，让您在使用中得到更好的体验，在您科学实验工作的路上助您一臂之力！

2.超长的保修期限

凡是购买我们实验仪器设备都包邮，送货上门，所有仪器用户验收后质保一年，因产品质量产生的一切费用由我方承担。超保质期后所有零配件低价终身长期供应，终生提供维修服务。

3.完善的售后服务

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，恩计在接到通知后，维修人员保证在1-2小时内电话技术指导，接到故障电话后必定24小时内做出解决方案。