

飞利浦 M3015A 病人监护仪 MMS CO2 模块全新原装

产品名称	飞利浦 M3015A 病人监护仪 MMS CO2 模块全新原装
公司名称	新余多乐生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	渝水区城北仙来中大道211号成长大厦2105
联系电话	18879071075

产品详情

飞利浦 M3015A 病人监护仪 MMS CO2 模块 全新原装

品牌：飞利浦

材质：塑料、金属

颜色：白色

特点：可靠、经济

产品名称：飞利浦

类型：M3015A

应用：ICU、医院设备、病人监护仪

运输方式：快递

交流输入电压：100 V ~ 240 V

起订量：1 件

保修：6个月

发货时间：48小时内

语言：中文

优势：拥有多年经验的技术工程师

原创服务：在线技术支持

高光：飞利浦 M3015A 病人监护仪 MMS CO2 模块、飞利浦病人监护仪模块

送货政策：我们会在收到付款、投保和跟踪后立即安排快递公司运送货物。快速安全地交付您的设备对我们来说至关重要。费用将取决于您的位置、您希望多快收到包裹以及您订购的商品。如果您的订单花费的时间比预期的要长，或者您想知道它何时到达，请联系我们。

简介

飞利浦 M3015A 模块适用于监护仪，可用于成人、儿童和新生儿。该设备与 Philips Multi-Measurement Module 或 IntelliVue X2 结合使用，设计紧凑，便于在医院环境中使用，方便临床用户进出医院，以及运送患者时使用。它为 CO₂ 测量提供低采样流量和实时波形和值，实时记录和存储患者数据，可供插管和非插管患者使用。使用 M3015A 时，所有信号都将转换为数字数据并进行处理，然后再发送到监视器，在监视器上清晰显示，便于医疗保健人员查看。

功能

它是一种高性能侧流 CO₂，可为 CO₂ 测量提供低采样流量和实时波形和值。它可以灵活地用于加湿或非加湿通风和 CO₂ 测量，有或没有补充 O₂ 输送。在床边使用时，带 MMS 的分机可以连接到 M3 或 M4 病人监护仪。当所有患者不在同一空间时，可以同时存储数据，从而达到隔离患者、提高患者安全的目的。它非常强大，在运输途中使用时可以存储长达 8 小时的校准和测量设置、患者信息和患者数据。

警告

飞利浦 M3015A CO₂ 扩展模块不能单独使用，必须连接 MMS、X2、MP2、MMX 或 X3 设备才能正常使用。在开始对患者进行测量之前，必须确保以下操作成功：

检查是否有任何机械损坏。

检查所有外部导线、插件和附件。

检查被监控仪器的所有功能

感谢您关注飞利浦 M3015A 患者监护仪 MMS CO₂ 模块全新原装。如果您对我们的设备感兴趣，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。

