

柔性无菌隔离器

产品名称	柔性无菌隔离器
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

柔性无菌隔离器

柔性无菌隔离器Class biology

clean有库存标准的无菌柔性薄膜(软壁)隔离系统,满足研究人员的快速安装要求并开展实验!

柔性无菌隔离器“入门级实验室”包括:

1.5” 粉刷的单层钢架,可防止弯曲或翘曲

HDPE桌面并插入附加隔离器组件

3/8” 闭孔泡沫垫置于隔离器下

双向锁车轮

5/8" PVC压杆和SS钳夹

鼓风机和进气歧管系统

20 mil 绝缘乙烯基

柔性无菌隔离器 1个完整5 ” 直径的进口过滤器和1个完整5 ” 直径的出口过滤器(包括过滤介质、过滤盖、橡皮筋和夹子)。注:下进气口和上出气口可轻松处理温热、潮湿的空气。我们的标准5"过滤器，与3"过滤器相比,这一设计提供更大的气流，有效改善隔离器的内部生活环境

2个2"氯丁橡胶塞

传输端口(尺寸和类型根据您的需要)

内外转换端口盖

夹具,用于连接外部端口帽到转移端口

接口到隔离器氯丁橡胶带和密封夹以密封隔离器到传输端口

内部橡胶带,用于连接内部传输端口帽

1副15 mil Hypalon手套,带手套紧固件,用于将手套连接到隔离器上(可提供其他型号)

2个1"氯丁橡胶止动器(可提供其他型号)

20mil的聚氨酯衬垫用于隔离器内部

2个内部框架,每个框架可容纳9个小鼠鼠笼

消毒瓶(规格型号根据需要)

单层灭菌滚筒推车,双向锁轮

转运套用于将消毒桶连接到传送口

一卷聚酯薄膜,六卷聚酯胶带,六卷黄色ving胶带

雾化器,软管,压缩机和推车

1个供替换的内、外孔盖

1个供替换的转移套

乙烯基贴片带