

N95 EO灭菌口罩

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | N95 EO灭菌口罩 |
| 公司名称 | 健尔康医疗科技股份有限公司 |
| 价格 | 2.50/个 |
| 规格参数 | 健尔康:N95 |
| 公司地址 | 江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号 |
| 联系电话 | 0519-82445339 13914331639 |

产品详情

医用防护口罩 N95 折叠耳挂式

1片每袋，50袋/盒，1200袋/箱，白色，EO灭菌

使用注意事项:

戴口罩前应洗手，或者在戴口罩过程中避免手接触到口罩内侧面，减少口罩被污染的可能。

分清楚口罩的内外、上下。

不要用手去挤压口罩，N95口罩只能把病毒隔离在口罩表层，如果用手挤压口罩，使得病毒随飞沫湿透口罩，容易造成病毒感染。

要尽量使口罩与面部有良好的密合。简单的试验方法是：戴上口罩后，用力呼气，空气不能从口罩边缘漏出。

防护口罩必须和使用者脸部紧贴，使用者必须刮净胡须，确保口罩能够与脸部密合，胡须以及垫在口罩密封垫和脸部之间的任何东西都会使口罩出现泄漏。

根据自己的脸型调整好口罩的位置后，应用两手的食指沿着口罩的上缘按压鼻夹，使它与面部紧贴