

飞利浦 MP 系列 M1012A C.O. 模块 M1012A-69601

产品名称	飞利浦 MP 系列 M1012A C.O. 模块 M1012A-69601
公司名称	新余多乐生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	渝水区城北仙来中大道211号成长大厦2105
联系电话	18879071075

产品详情

产品描述

飞利浦 MP 系列 M1012A C.O. 模块 M1012A-69601

飞利浦 MP 系列 M1012A C.O. 模块 M1012A-69601 心输出量参数模块

品牌：飞利浦

材质：金属 塑料

颜色：白色

特点：可靠、经济

产品名称：飞利浦

类型：M1012A-69601

应用：ICU、医院设备

运输方式：快递

交流输入电压：100 V ~ 240 V

起订量：1 件

保修：6个月

发货时间：48小时内

语言：中文

优势：拥有多年经验的技术工程师

原创服务：在线技术支持

高光：飞利浦 MP 系列 M1012A C.O. 模块 M1012A-69601

送货政策：我们会在收到付款、投保和跟踪后立即安排快递公司运送货物。快速安全地交付您的设备对我们来说至关重要。费用将取决于您的位置、您希望多快收到包裹以及您订购的商品。如果您的订单花费的时间比预期的要长，或者您想知道它何时到达，请联系我们。

用于 IntelliVue 患者监护仪的心输出量参数模块。心输出量 (CO) 测量使用称为热稀释的技术有创地测量心输出量和其他血液动力学参数。支持预填充注射器或连续流动技术 (CO-Set)。

产品特点

Phillips M1012A 心输出量模块提供心输出量 (CO) 和连续心输出量 (CCO) 的测量。测量方法有两种选择，PiCCOTM 1法测量CO、COO等血流动力学参数，右心热稀释法测量CO。两种方法均适用于重症监护室的成人、儿童和新生儿患者环境。

该模块可以通过即插即用连接连接到这些系列的任何显示器；V24 (M1205A)、CMS (M1165A/66A/75A 和 M1175A/76A/77A) 和 IntelliVue (M8005A、M8007A、M8010A)。

该模块将热稀释曲线、心输出量和心脏指数值发送到患者的监视器屏幕。

飞利浦 MP 系列 M1012A C.O. 模块 M1012A-69601心输出量 (CO) 的特征显示了索引的血液动力学值。

根据血液温度测量生成警报。

通过内部光耦合隔离患者。

模块上的硬键可直接访问常用功能。

指示灯可识别监控任务期间正在使用的模块。

颜色编码的患者电缆连接器可快速轻松地识别。采用表面贴装技术，尺寸紧凑。

如果您对 PHILIPS MP 系列 M1012A C.O. 感兴趣 模块 M1012A-69601，请随时与我们联系。

