

飞利浦 MP20 病人监护仪零件 LCD 显示器 M8001-60011 M8001-00111

产品名称	飞利浦 MP20 病人监护仪零件 LCD 显示器 M8001-60011 M8001-00111
公司名称	新余多乐生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	渝水区城北仙来中大道211号成长大厦2105
联系电话	18879071075

产品详情

产品描述

PHILIPS 液晶显示器 M8001-60011 M8001-00111

飞利浦MP20病人监护仪配件液晶显示器M8001-60011 M8001-00111

品牌：飞利浦

材质：金属 塑料

颜色：白色 黑色

特点：可靠、经济

产品名称：飞利浦

类型：M8001-60011

应用：ICU、医院设备

运输方式：快递

交流输入电压：100 V ~ 240 V

起订量：1 件

保修：6个月

发货时间：48小时内

语言：中文

优势：拥有多年经验的技术工程师

原创服务：在线技术支持

高光：飞利浦 液晶显示器

送货政策：我们会在收到付款、投保和跟踪后立即安排快递公司运送货物。快速安全地交付您的设备对我们来说至关重要。费用将取决于您的位置、您希望多快收到包裹以及您订购的商品。如果您的订单花费的时间比预期的要长，或者您想知道它何时到达，请联系我们。

简要描述

飞利浦液晶显示器M8001-60011 M8001-00111用在MP20显示器上，是显示器。MP20监护仪屏幕上出现的所有信息都会显示在监护仪上，即患者的生命体征数据，包括呼吸数据、心电数据、血压数据、血氧数据、脉搏数据等数据。并且可以按照你设置的模式显示，比如一个波形模式，就会显示在这个显示器上

飞利浦液晶显示器M8001-60011接口 M8001-00111由视频控制芯片、显存和控制软件组成。显示控制器接口处理设备内部的显示命令，例如字符和图形生成，或波形图形等指令，然后将这些指令转换为特定的像素。这些像素会被写入显存中，然后控制芯片会产生视频并将这些信号和像素同步到监视器设备上的彩色液晶显示屏上。变成了每个人在监护仪上看到的病人生命体征数据的变化。

笔记

显示器使用中的一些问题：

如果在使用飞利浦液晶显示器M8001-60011 M8001-00111时显示器长时间显示静态图像，可能会出现图像残留，相当于暂时保留图像。要消除残留图像，您需要关闭显示器并重新打开。建议您在待机模式下使用动态图像。

更多详情

尺寸 10.4 英寸

交流输入电压 100-240 V AC

运输和储存温度 10 ~ 90% (非冷凝)

刷新率 60 赫兹

应用病人监护仪

感谢您的宝贵时间，如果您对 PHILIPS MP20 病人监护仪零件 LCD 显示器 M8001-60011 M8001-00111

感兴趣，请随时与我们联系，我们可以为您介绍更多信息。