

安徽程序降温仪 合肥倍玛特|售后无忧 程序降温仪器

产品名称	安徽程序降温仪 合肥倍玛特 售后无忧 程序降温仪器
公司名称	合肥倍玛特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区观海路南湖春城南门门面房1-102
联系电话	18297957790 18297957790

产品详情

目前市面上常用的程序降温仪工作原理是：通过微处理器控制系统和电磁阀，控制喷入腔体中的液氮量来控制降温速率。其优点是：控温，受外界环境影响小。尤其是处理大体积样本时，快速喷入的大量液氮更易带走样本中的潜热，从而快速降温，保证更好的样本复苏活性。样品在相变过程中(液态->固态)会释放大量潜热。当潜热点出现，冻存液开始结冰时，样本开始释放热量，温度可能反而会上升。此时，就需要向腔体内迅速喷入大量液氮，从而快速降温，拉大温差，带走热量，使得生物样本迅速越过相变期。

冷冻前，首先要提前对冻存者本人做各种健康检查，安徽程序降温仪，同时进行筛查，包括、丙肝、支原体、衣原体、肝功能和血型检测等。然后，如一切结果无明显异常，可进行冻苏实验。每个男性对冷冻的耐受性有所不同，自动化程序降温仪，冷冻复苏后的存活率无法估计。因此，冻苏实验十分必要，可帮助医生预测以后生育方式的选择。冷冻与冷冻人体其他组织一样，就是将和冷冻保护剂的混合物吸入冷冻管内，程序降温仪器，封口后放入程序降温仪内按设定好的降温程序降温，封闭于液氮罐，液氮程序降温仪，从此进入了长时间的“冬眠”状态。

本仪器由以下四部分构成(标准配置):

温控系统：在机箱上配置高精度智能温控器，该温控器通过RS485通讯协议和电脑连接；

电脑软件：在电脑中运行上位机软件，即可设定控温程序，对箱体控温；

冷冻箱: 内外全不锈钢结构.冷冻容机不小于200*200*200毫米.可同时容纳冷冻管160个或血袋8个.

液氮罐及液氮加压器: 液氮加压器安装在30立升的液氮罐上，使罐内自增压，调节阀保持压力稳定.

安徽程序降温仪-合肥倍玛特|售后无忧-程序降温仪器由合肥倍玛特仪器设备有限公司提供。“程序降温仪,恒温热板,恒温试管架,液氮生物容器等”选择合肥倍玛特仪器设备有限公司，公司位于：合肥市经开区观海路南湖春城南门门面房1-102，多年来，倍玛特坚持为客户提供好的服务，联系人：孙先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。倍玛特期待成为您的长期合作伙伴！