

中型防爆实验室发酵罐冷热一体机冷凝器清洗方法

产品名称	中型防爆实验室发酵罐冷热一体机冷凝器清洗方法
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

中型防爆实验室发酵罐冷热一体机也叫制冷加热循环装置，是集低温仪器和高温装置于一体的循环装置，具有提供制冷、加热和循环的功能，多段控温，温度更准。

除了要定期清理还要定期清洗冷凝器，中型防爆实验室发酵罐冷热一体机冷凝器有两种方法：一、采用风冷冷却。定时检修冷凝风机，对冷凝器进行去污除尘，确保良好的通风系统。二、采用水冷冷却。使用这个方法不光要保证试验机进水的水压力不能超过规定的范围。

当中型防爆实验室发酵罐冷热一体机长时间做完低温测验之后，要将中型防爆实验室发酵罐冷热一体机的温度设定为110度左右，并且小幅度的敞开中型防爆实验室发酵罐冷热一体机门做两个小时的除霜工作。每次试验完毕后要将中型防爆实验室发酵罐冷热一体机的温度设定与周围环境相同，因为这样一来可以让中型防爆实验室发酵罐冷热一体机快速回归到常温中提前做好停机的准备，二来还可以节省一些电费。设定完温度以后让中型防爆实验室发酵罐冷热一体机自我工作3半个小时左右再切断电源，并清洁干净中型防爆实验室发酵罐冷热一体机内部的环境。

中型防爆实验室发酵罐冷热一体机作为使用频率很高的检测设备能够做到定期检查，以保证正常的使用工作。

