

实验室 玻璃仪器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 实验室 玻璃仪器 |
| 公司名称 | 江苏华鸥玻璃有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:华鸥 型号:1101 产地:盐城 |
| 公司地址 | 盐城市盐都区龙冈工业园区华鸥大道(F) |
| 联系电话 | 15366558289 13817386655 |

产品详情

1.烧杯的使用方法：烧杯是简单化学反应常用的反应容器，因为它上下口径一致，取液体非常方便。在烧杯的外壁做上标记，就可以估算出里面溶液的体积。一些烧杯在外壁上也有一个白色或粗糙的小块。在这个区域，内容的名称可以用铅笔书写。如果烧杯上没有这个区域，可以把内容物的名称写在标签纸上，贴在烧杯外壁上，便于识别。当反应物需要搅拌时，通常用玻璃棒搅拌。当需要将溶液移至其他容器时，可将杯口向有凸出缺口的一侧倾斜，即可顺利倒出溶液。为了防止溶液从玻璃壁外侧流下，可以用玻璃棒轻轻接触玻璃的开口，附着在玻璃开口处的溶液就可以顺玻璃棒流下。

2、使用烧杯应注意：

(1)加热烧杯时，用石棉网垫好。不要用火焰直接加热烧杯。由于烧杯底部较大，只能用火焰直接加热局部燃烧，会造成玻璃受热不均而爆裂。

(2)用烧杯加热液体时，液体的量不能超过烧杯容积的 $\frac{1}{3}$ ，以防沸腾时液体溢出。加热时，烧杯外壁必须干燥。

(3)加热腐蚀性药物时，在烧杯口上盖上表镜，以免液体溢出。

(4)不要用烧杯长时间盛放化学药品，以免落入灰尘，蒸发溶液中的水分。