

【北京艾德莱】RN09 EASYspin植物RNA快速提取试剂盒

产品名称	【北京艾德莱】RN09 EASYspin植物RNA快速提取试剂盒
公司名称	北京艾德莱生物科技有限公司
价格	.00/盒
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地启迪科技园紫成创业园C126-1 30室
联系电话	86-01082796972 13691030050

产品详情

【北京艾德莱】RN09 EASYspin植物RNA快速提取试剂盒 植物RNA提取试剂盒 产品介绍：独特的裂解液/ -巯基乙醇迅速裂解细胞和灭活细胞RNA酶，植物RNA助提剂PLANTaid帮助结合多糖多酚并通过离心去除,然后用乙醇调节结合条件后,RNA在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜，再通过一系列快速的漂洗 - 离心的步骤,去蛋白液和漂洗液将细胞代谢物，蛋白等杂质去除，最后低盐的RNase free H2O将纯净RNA从硅基质膜上洗脱。产品特点：离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜，柱与柱之间吸附量差异极小，可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。不需要使用有毒的苯酚，氯仿等试剂，也不需要乙醇沉淀等步骤。

快速，简捷，单个样品操作一般可在30分钟内完成。

独有的植物RNA助提剂可以有效结合多糖多酚,提高清除效果。多次柱漂洗确保高纯度，OD260/OD280典型的比值达1.9~2.0，基本无DNA残留,可用于RT-PCR，Northern-blot和各种实验。部分成功样品：棉花、海棠、黑加仑、烟草、拟南芥、虎杖、大豆、草莓、冬青、月季、蔷薇、沙棘、冬枣、芦荟、仙人掌、报春花、水稻、玉米、唐菖蒲、樱桃、白玉兰、毛白杨、樱花、葡萄、百合花、紫菜、绿藻、香蕉、水仙花、青花菜、地被菊、苹果、梅花、番茄、石斛、毛桃、苕麻、慈姑、葛根、甘肃桃、玫瑰花等等，其中包括qiagen无法提取的黑加仑、冬青，promega无法提取的海棠等样品、均可用该产品成功提取。推荐：北京艾德莱生物的EASYspin 植物RNA提取试剂盒为独家产品，世界领先水平，不使用苯酚，氯仿有毒物质，采用离心柱型操作，添加有自主创新的多糖多酚去除成分，是多糖多酚样品的特效产品，20分钟内得到高质量RNA。成功提取Promega无法提取的海棠叶片、Qiagen无法提取的黑加仑。是国产试剂赶超世界先进水平的一个典型例子。