

Advanced冰点渗透压仪校准液

产品名称	Advanced冰点渗透压仪校准液
公司名称	华泰和合（北京）商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区星火路1号1幢4层Q402房间（注册地址）
联系电话	17600812582

产品详情

3LA051校准液，适用于美国Advanced冰点渗透压仪3250/4250主机

我公司为美国Advanced冰点渗透压仪中国区总代理

美国ADVANCED冰点渗透压仪

生产厂家，世界占有率*高，美国占有率在90%以上，欧洲的占有率在75%以上，中国占有率在85%以上，行业标准根据其制定；

- 2、 第一个通过美国药典FDA认证；
- 3、 具有中国的SFDA医疗器械注册证；
- 4、 采用先进的冰点低压技术，结合振动原理，使之迅速结冰，快速散热，测得冰点值；
- 5、 采用先进的两点校准原理进行校准；
- 6、 操作简单，只要按下“Test”，无需其它操作，自动得出测试结果；
- 7、 自动校准：按“Calibration”键，仪器依据自动提示的固有程序进行校准；
- 8、 校准周期长，每3-6个月校准一次；

- 9、数字显示测试结果，可进行用户提示、仪器诊断，可自动存储*近的30次测试结果；
- 10、 可对存储的结果计算平均值、标准偏差、线性，可以设置探针及冷阱号码；
- 11、 采用半导体制冷，无热电偶，无须日常繁琐清洗维护；
- 12、 宽大的测量范围：0-4000 mOsm/kg H₂O宽广的测量范围使仪器具有非常理想的多功能性；
- 13、故障自动提示，可实现人机对话；
- 14、大样品量渗透压仪，探针可电动升降；
- 15、带内置打印机，可以连接电脑、外置打印机；
- 16、条码扫描仪，具有条形码识别功能；
- 17、具有个人锁功能；
- 18、全锂材料、可用10年；
- 19、可免费下载软件升级版本。

技术指标：

样品量：0.20—0.25ml 样品能力：单样品 单位：mOsm/kgH₂O

**到：1mOsm/kgH₂O 测试时间：低范围120秒；高范围180秒

测试范围：低范围：0--2000 mOsm/kgH₂O 高范围：1400--4000 mOsm/kgH₂O

线性：偏离直线不到 $\pm 0.5\%$

重复性：在0--400

mOsm/kgH₂O之间为 $\pm 2\text{mOsm/kgH}_2\text{O}$ ($\pm 1\text{S.D.}$)；在400--4000mOsm/kgH₂O之间为 $\pm 0.5\%$ ($\pm 1\text{S.D.}$)

Advanced其他产品

3LA028 线性标准液 10*5ml

3MA200 2000标准液 10*2ml

3MA000 0标准液 10*2ml

3LA201 2000标准液 10*5ml

3MA003 300标准液 10*2ml

3MA040 400标准液 10*2ml

3MA100 1000标准液 10*2ml

3MA020 200标准液 10*2ml

3LA011 100标准液 10*5ml

3LA091 900标准液 10*5ml

3LA301 3000标准液 10*5ml

3MA029 290标准液 10*2ml

3LA029 290标准液 10*5ml

3MA085 850标准液 10*2ml

3LA023 422标准液 10*10ml

3MA005 50标准液 10*2ml

3LA151 1500标准液10*5ml