

运动创伤科紧急冰敷治疗仪（物理降温仪）

产品名称	运动创伤科紧急冰敷治疗仪（物理降温仪）
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:煜博 产地:河南郑州 核心技术:航天级半导体控温
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

紧急康复治疗-冷热敷机型号:TEMP220 脉动加压冷热敷机治疗系统 传统冷敷：1、冰块冰敷温度不可控，与不贴合，冰敷效果不佳。皮肤温度至少降至20℃以下，关节腔内温度才会下降。国外Schroder等认为只要皮肤及皮下组织温度降到10-15℃，关节腔内温度就可达到要求。而冰块冰敷时，温度会由低变高，冰敷温度无法维持恒定冷敷效果不佳。2、错误冷敷方式可能引发“继发效应”继发效应是指用热或用冷超过一定的时间，产生与生理效应相反的作用。继发效应是身体的一种防御反应，可保护机体免受损伤。当使用过冷的温度长时间冰敷时，组织下血管收缩，可能会导致局部缺血。机体会调节，强制血管扩张，进一步造成二次出血。为保护患者，必须合理控制冷敷温度和时间！新一代冷热敷机：目前，临床针对冷敷治疗时间和方式尚未有标准化指导方针，一般根据病人临床症状，如疼痛、肿胀、渗出等情况，临床有不同的治疗方案：1.间隔性冷敷方法：每天2-4次，每次治疗20~30min。温度范围控制在10-15℃（年轻人耐受能力强，温度可低些。老年人耐受能力差，温度可高些，提高治疗度，一般在18℃左右）2.持续性冷敷: 24小时持续冷敷（冷敷温度15-18℃）；也可48小时内冷敷，每次两个小时，间隔一小时（冷敷温度15-18℃）关节置换、关节镜等术后持续6小时冷敷（冷敷温度15℃）3.音乐疗法：以心理治疗的理论和方法为基础，运用18首内置国际康复名曲特有的生理、心理效应，通过各种专门设计的音乐行为，经历音乐体验，达到消除心理障碍，改善患者情绪的目的。4.压力栓疗法：采用持续、间断、多模式脉动水压加压改善微循环，加速关节部位组织液回流，加速促进患者快速康复（静脉VTE）的形成。5.热敷疗法：促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合，缓解肌肉抽经，促进炎性物质吸收，可选配中药热敷，促进患者快速康复。一、全自动加压冷敷功能：符合急性损伤后处理新标准(POLICE疗法)能有效减轻疼痛、肿胀、渗出，抑制炎症并发等助力ERAS治疗方案，促进患者快速康复二、全自动加压热敷功能：促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合缓解肌肉，促进消肿、炎性物质吸收可选配中药热敷，促进患者快速康复三、多模式水压加压功能：多模式脉动水压加压改善微循环加速组织液回流加速消肿，促进患者快速康复预防静脉血栓(VTE)的形成四、音乐疗法功能：利于人体分泌活性物质，调节神经传导，提高大脑皮层兴奋性五、体温（选配）、水压检测功能功能：