

松下上臂式3106电子血压计

产品名称	松下上臂式3106电子血压计
公司名称	吴锦斌
价格	200.00/套
规格参数	产品类别：:家用血压计 品牌：:松下 型号：:3106
公司地址	中国 广东 普宁市 广东省普宁市池尾新寮新春路13幢4-6间
联系电话	86 0663 2935646 15917222300

产品详情

产品类别：	家用血压计	品牌：	松下	型号：	3106
动力模式：	电动	电源方式：	交流电	额定电压：	220 (V)
规格：	15*6*10	箱装数量：	5	产地：	北京 (日本)
测量范围：	0-280 (mmHg)	压力准确度±：	3 (mmHg)	脉搏准确度±：	5 (%)
排气方式：	自动	显示方式：	数字式		

产品描述规格：15cm*6cm*10cm详细介绍: 保修期：12个月材质：pvc电池种类：7号外接电源：无

商品简介：1、智能加压测量2、21次记忆功能3、易卷绑式新型袖带4、数字闪烁高血压警式功能5、大屏幕液晶显示6、血压值和脉搏值同时显示7、单键式开关，操作简便

fuzzyl logic模糊理论测量系统通过双重检测肪冲的强度和波形，使用模糊理论的最佳计算公式，准确地测出血压 测量简便，一按即可仅按一下“电源/加压”按钮，血压计将自动进行测量并显示测量结果
使用注意事项使用前请仔细阅读使用说明书，并正确使用血压计，请将血压计与心脏保持同一水平高度进行测量

使用说明：希望能够早、中、晚1日测量3次,早上起床、心情舒畅时，大小便数分钟后，没有尿意时。测量前做几次深呼吸，心情放松,避免重复测量,坐在椅子上，背挺直，臂带要绑紧，臂带与心脏处于同一高度。

注意事项：避免以下的时候测量：运动前后, 饭后1小时内, 饮酒、咖啡、红茶前后, 入浴前后, 吸烟前后。

包装说明：包装清单：血压计、保修卡、说明书、电池包装长：15cm包装宽：8cm包装高：18.5cm包装方式：盒装包装材质：纸

· 上臂式测量血压计 · 从加压、测量到排气全部自动采用成型袖带，更易卷绑，可以独立操作，使用筒

单方便。可显示血压值及脉搏数高血压提示功能(高压高于140，低压高于90，屏幕闪烁提示) 21次数据记忆大屏幕液晶显示产地：北京全新正品行货，全国联保1年1.为何每次测量的血压值都不一样？血压时时刻刻都在变化。即使在一天中连续测量也有变化。另外还与测量姿势、腕带的缠法有关，请正确地缠上腕带，采用正确的姿势，在同一条件下测量。2.在医院和在家里测得的血压值为何不同？血压根据运动或周围环境（温度或精神状态）的不同而变化，即便自己未注意到也会有30mmhg~50mmhg（4.0kpa~6.5kpa）的变化。特别是在医院测量，因不安和紧张测量出来的结果会比在家里的测量值平均高出15mmhg~20mmhg（2.0kpa~2.6kpa）。了解您自己血压的变化倾向，对健康管理是很重要的。3.为什么要在家测量血压？其重要性是什么？

随照医学技术的进步，以上几种高血压病发疾病的治疗方法将越来越完善，而这些致命的疾病可以通过测量血压来预防。这就是在家中自己测量血压的重大意义。每天记录血压值和测量条件（测量时健、降压剂的服用、生活状态），可熟知自己的血压变化趋势，有助于健康管理。而且在接受医生诊断时也很有帮助