

二氧化硫蒸馏仪CHSO2-6Y可接氮气一体化蒸馏装置

产品名称	二氧化硫蒸馏仪CHSO2-6Y可接氮气一体化蒸馏装置
公司名称	杭州川恒实验仪器有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	品牌:川恒仪器
公司地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路1722号409B室
联系电话	18969078751

产品详情

二氧化硫蒸馏仪CHSO2-6Y可接氮气一体化蒸馏装置技术参数：

产品型号	CHSO2-3	CHSO2-4	CHSO2-6	CHSO2-6Y
显示方式	液晶触摸屏	液晶触摸屏	液晶触摸屏	液晶触摸屏
蒸馏单元数	3组	4组	6组	6组
蒸馏瓶	1000ML	1000ML	500ML	1000ML
接收瓶	100ml*3	100ml*4	100ml*6	100ml*6
防干烧设计	有	有	有	有
漏电保护				
额定电压	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ
适用行业	酒业/食品/中药	酒业/食品/中药	酒业/食品	中药
冷却方式	内置外置可选	内置外置可选	内置外置可选	内置外置可选

二氧化硫蒸馏仪CHSO2-6Y可接氮气一体化蒸馏装置主要特征：

- 1、选用密封红外陶瓷加热套，集热性好，加热效率高，并可防止液体洒漏引起的设备损坏问题。
- 2、全触屏控制，人机交互界面，操作简单易控。
- 3、加热装置单孔控温，加热功率可调，内置微沸加热控制系统，温度控制范围可到200
- 4、加热时间功能，蜂鸣提醒，自动停止加热。
- 5、可连接冷却水循环机(内置外置可选)，无需外接自来水冷却
- 6、主机设有氮气总接口，单孔的氮气流量可通过流量计单独控制。并可选配氮气发生器。

二氧化硫蒸馏法注意事项当回流罐出现1/2~2/3液位时，启动回流泵向塔顶打回流。在打入回流后，及时调整供热蒸汽量和冷却水量，防止塔釜和回流罐抽空。此时共沸塔的塔顶温度、塔釜温度、压力和回流量都在逐渐接近预先计算值。此阶段主要是先维持全回流和正常供热，使塔顶、塔底参数逐渐向设定值接近。新建装置的共沸蒸馏塔开工时，先从塔进料口进醚化反应生成物，至塔釜液位有3/4~4/5高，向塔顶冷凝器通冷凝水，向再沸器缓慢供蒸汽，使塔釜温度以15~30 /h速度升温。随着塔釜温度上升，塔釜液位逐渐降低，当液位低于1/3时继续向塔进料，如此反复进料直到塔顶回流罐出现1/2液位后，不再向塔进料。