

干燥器 实验室玻璃仪器

产品名称	干燥器 实验室玻璃仪器
公司名称	江苏华鸥玻璃有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华鸥 型号:1351 产地:盐城
公司地址	盐城市盐都区龙冈工业园区华鸥大道(F)
联系电话	15366558289 13817386655

产品详情

01使用步骤

- 1.提前将干燥器洗净擦干。
- 2.在干燥器底座按照需要放入不同的干燥剂（一般用变色硅胶、浓硫酸或无水氯化钙等）。
- 3.然后放上板，在玻璃干燥器和盖子接触的边缘均匀涂抹上凡士林，使内外空气隔绝。
- 4.正确地闭合盖子。加盖时，也应当拿住盖子圆顶，沿水平方向推移盖好。
- 5.将变色硅胶置于玻璃干燥器底部，放入带圆孔隔板。
- 6.将待干燥的物质放在瓷板上（如果中热的物质放入后要不时的移动干燥器盖子，让里面的空气放出，否则会由于空气受热膨胀把盖顶起来）。

02工作原理

在密闭的夹层中通入热能源(如热水，低压蒸汽或导热油)，热量经内壳传给被干燥物料。在动力驱动下，罐体作缓慢旋转，罐内物料不断地混合，从而达到强化干燥的目的。