

# 实验室玻璃仪器取样瓶批发采购,玻璃仪器加工定制

产品名称	实验室玻璃仪器取样瓶批发采购,玻璃仪器加工定制
公司名称	北京盛坤海利科技发展有限公司
价格	211.00/盒
规格参数	品牌:其他 型号:10mL 容量:10mL
公司地址	北京市朝阳区金盏乡东窑村307号(注册地址)
联系电话	13381165756 18610930088

## 产品详情

### 实验室玻璃仪器取样瓶批发采购,玻璃仪器加工定制

北京玻璃仪器加工定制,北京盛坤海利科技发展有限公司,公司主打玻璃仪器,专业给客户配备实验室里各种实验台,通风柜,实验设备,玻璃仪器,实验耗材,化学试剂,如:全木实验桌,钢木实验桌,全钢实验桌,干燥箱,培养箱,箱式电炉,离心机,电电热套,水浴锅,电动搅拌器,磁力搅拌器,电子天平,分析天平等。加工各种规格的层析柱,冷凝管,四口烧瓶,三口烧瓶,锥形漏斗,蒸馏头,连接管,等等。同时销售标准各种玻璃仪器。如:容量瓶,烧杯,量筒,比色管,刻度离心管,和实验室所需各种实验耗材,如:手套,口罩,毛细管,硅胶管,硅胶塞,橡胶塞等等。

### 液体取样器的操作方法及使用和注意事项

液体取样器是双作用正排量泵,设计用于采集与流量成正比的低体积天然气液体流的高质量样品。将4路电磁阀、气源、控制器信号和带密闭式混合器的恒压钢瓶连接到该旁路采样泵,拥有了一个液体采样系统,非常适合进行成分分析、质量控制或贸易交接。

### 液体取样器的操作方法:

拧开PTFE盖子;

把取样瓶放入不锈钢固定架里，盖上盖子；

把取样器放入液体中，到达取样深度时，抬起把手，让液体流入取样杯中；

放下把手，盖子盖上，取出取样器；

取出取样瓶，取样工作完成；

取样器上中下水质采样器；

从容器不同层面分别同时取样。取样杯可以取下清洗，PTFE盖子。

液体取样器的使用和注意事项：

不要勉强使用工具，根据用途使用合适的工具。选用合适的按照额定值设计的工具会使你工作更有效，更安全。

如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该工具。不能用开关来控制的工具是危险的且必须进行修理。

在进行任何调节，更换附件或贮存工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包。这种防护性的安全措施降低了工具意外启动的风险。

将闲置不用的工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉工具和不了解这些说明的人操作电动工具。工具在未经培训的使用者手中是危险的。

维护工具及其附件。检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响工具运行的其它状况。如有损坏，应在使用前修理好。许多事故是由维护不良的工具引发的。

按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择工具。将其用于那些与其用途不符操作会导致危险。