

# 实验室玻璃仪器滴瓶,滴瓶的使用方法和注意事项

产品名称	实验室玻璃仪器滴瓶,滴瓶的使用方法和注意事项
公司名称	北京盛坤海利科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:其他 货号:60ml,125ml,3 容量:60ml,125ml,3
公司地址	北京市朝阳区金盏乡东窑村307号(注册地址)
联系电话	13381165756 18610930088

## 产品详情

北京玻璃仪器加工定制,北京盛坤海利科技发展有限公司,公司主打玻璃仪器,给客户配备实验室里各种实验台,通风柜,实验设备,玻璃仪器,实验耗材,化学试剂,如:全木实验桌,钢木实验桌,全钢实验桌,干燥箱,培养箱,箱式电炉,离心机,电电热套,水浴锅,电动搅拌器,磁力搅拌器,电子天平,分析天平等。加工各种规格的层析柱,冷凝管,四口烧瓶,三口烧瓶,锥形漏斗,蒸馏头,连接管,等等。同时销售标准各种玻璃仪器。如:容量瓶,烧杯,量筒,比色管,刻度离心管,和实验室所需各种实验耗材,如:手套,口罩,毛细管,硅胶管,硅胶塞,橡胶塞等等。

### 滴瓶的使用方法和注意事项

滴瓶是瓶口内侧磨砂,与细口瓶类似,瓶盖部分用滴管取代。用来装使用量很小的液体的容器。

当使用的液体化学药品每次的用量很少时,则多会选用滴瓶来盛装该溶液。通常液态的酸碱指示剂都是装在滴瓶中使用。

#### 使用注意事项:

- 1.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用。
- 2.滴瓶上的滴管不要用水冲洗。
- 3.不可长时间盛放强碱(玻璃塞),不可久置强氧化剂。
- 4.吸上的药品剩余不可倒回。

5.滴管不可倒放、横放，以免试剂腐蚀滴管。

6.滴液时，滴管不能放入容器内，以免污染滴管，损伤容器。