

实验室玻璃仪器定制抽滤瓶,抽滤瓶实验室玻璃仪器

产品名称	实验室玻璃仪器定制抽滤瓶,抽滤瓶实验室玻璃仪器
公司名称	北京盛坤海利科技发展有限公司
价格	27.00/件
规格参数	品牌:其他 货号:125-20000ml 容量:125-20000ml
公司地址	北京市朝阳区金盏乡东窑村307号(注册地址)
联系电话	13381165756 18610930088

产品详情

北京玻璃仪器加工定制,北京盛坤海利科技发展有限公司,公司主打玻璃仪器,给客户配备实验室里各种实验台,通风柜,实验设备,玻璃仪器,实验耗材,化学试剂,如:全木实验桌,钢木实验桌,全钢实验桌,干燥箱,培养箱,箱式电炉,离心机,电电热套,水浴锅,电动搅拌器,磁力搅拌器,电子天平,分析天平等。加工各种规格的层析柱,冷凝管,四口烧瓶,三口烧瓶,锥形漏斗,蒸馏头,连接管,等等。同时销售标准各种玻璃仪器。如:容量瓶,烧杯,量筒,比色管,刻度离心管,和实验室所需各种实验耗材,如:手套,口罩,毛细管,硅胶管,硅胶塞,橡胶塞等等。

抽滤的操作过程及注意事项

1、安装仪器,检查布氏漏斗与抽滤瓶之间连接是否紧密,抽气泵连接口是否漏气;

抽滤瓶上配一单孔塞,布氏漏斗安装在塞孔内。漏斗管下端的斜面朝向抽气嘴。但不可靠得太近,以免使滤液从抽气嘴抽走。

2、修剪滤纸,使其略小于布式漏斗,但要把所有的孔都覆盖住,并滴加蒸馏水使滤纸与漏斗连接紧密;

往滤纸上加少量水或溶剂,轻轻开启水,吸去抽滤瓶中部分空气,以使滤纸紧贴于漏斗底上,免得在过滤过程中有固体从滤纸边沿进入滤液中。

3、打开抽气泵开关，开始抽滤。

在抽滤过程中，当漏斗里的固体层出现裂纹时，应用玻璃塞之类的东西将其压紧，堵塞裂纹。如不压紧也会降低抽滤效率；

若固体需要洗涤时，可将少量溶剂洒到固体上，静置片刻，再将其抽干。

注意事项

- 1、停止抽滤时先旋开安全瓶上的旋塞恢复常压然后关闭抽气泵。
- 2、当过滤的溶液具有强酸性、强碱性或强氧化性时要用玻璃纤维代替滤纸或用玻璃砂漏斗代替布氏漏斗。
- 3、不宜过滤胶状沉淀或颗粒太小的沉淀。